

**Приложение к паспортам значений контрольных сывороток
TruLab N и TruLab P для реагентов ДиаС, ДДС, DiaSys**

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ: ДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ СЫВОРОТОК ЯВЛЯЮТСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ.

При использовании контролей на следующих автоматических анализаторах **BioMajesty JCA-BM6010/C, Abbott, Beckman Coulter, Roche, Siemens** паспортные значения запрашивайте дополнительно по телефону горячей линии: **8-800-200-63-39**, по электронной почте **sale@diakonlab.ru** или скачивайте с сайта компании ДИАКОН **www.diaikonlab.ru** (раздел Документы)

				Trulab N Lot № 24382 Exp. 2020-08			Trulab P Lot № 24383 Exp. 2020-08				
Параметр	Метод	Test-ID	Един.	Знач	Пределы		Станд.о ткл.	Знач	Пределы		Станд.о ткл.
Альбумин ДиаС, ДДС	Бромкрезоловый зеленый	1 0220	g/L	36,2	27,9	- 44,5	2,767	48,30	37,2	- 59,4	3,700
Щелочная фосфатаза ДиаС, ДДС	DGKC 1970 37 °C	1 0401	U/L	124	93,3	- 156	10,450	301	226	- 376	25,000
АЛТ/GPT ДиаС, ДДС	without PSP 37 °C	1 2701	U/L	57,5	44,3	- 70,8	4,417	130	100,00	- 160,00	10,000
АСТ/GOT ДиаС, ДДС	without PSP 37 °C	1 2601	U/L	54,5	42,0	- 67,1	4,183	184	142	- 226	14,000
Амилаза ДиаС, ДДС	EPS G-7	1 0501	U/L	64,7	51,8	- 77,6	4,300	210	168	- 253	14,167
Панкреатич амилаза DiaSys	EPS G-7	1 0551	U/L	31,1	24,9	- 37,3	2,067	113	90,1	- 135	7,483
Прямой билирубин	ДХА (ДиаС)	1 0821	µmol/L	13,9	10,3	- 17,5	1,200	28,8	21,3	- 36,2	2,483
	Йедрашика-Гроффа (ДДС)		µmol/L	12,5	9,28	- 15,8	1,087	28,2	20,9	- 35,6	2,450
Общий билирубин ДиаС, ДДС	ДХА	1 0811	µmol/L	26,7	19,7	- 33,6	2,317	78,9	54,9	- 93,4	6,417
Кальций	Арсенazo (ДиаС)	1 1130	mmol/L	2,28	2,03	- 2,53	0,083	2,75	2,45	- 3,05	0,100
	Фосфазано (DiaSys)	1 1181	mmol/L	2,31	2,06	- 2,57	0,085	2,79	2,48	- 3,10	0,103
	ОКФ(только для полуавтоматических анализаторов)		mmol/L	2,23	1,98	- 2,48	0,083	2,78	2,47	- 3,09	0,103
Хлориды ДиаС, ДДС	ISE direct		mmol/L	122,00	111,00	- 132,00	3,500	141,00	128,00	- 154,00	4,333
	Тиоцианат	1 1200	mmol/L	120	107,0	- 133	4,333	132,00	118,0	- 147,0	4,833
Холестерин ДиаС, ДДС	CHOD-PAP	1 1350+1 1300	mmol/L	3,96	3,41	- 4,52	0,185	5,64	4,85	- 6,43	0,263
Холинэстераза DiaSys	Бутирилхолиновый	1 1401	U/L	6264	5136	- 7391	376	8288	6796	- 9779	497
КФК ДиаС, ДДС	DGKC, IFCC 37 °C	1 1601	U/L	139	111	- 167	9,333	211	169	- 253	14,000
КФК-MB DiaSys	мАК, Immunological method, 37 °C	1 1641	U/L	29,3	23,4	- 35,2	1,967	53,40	42,7	- 64,1	3,567
Креатинин	Яффе без компенсации (ДДС, ДиаС)	1 1711	µmol/L	141	110	- 171	10,167	408	319	- 498	29,8
	Ферментативный ПАП DiaSys	1 1759	µmol/L	129	101,0	- 157	9,333	431	336	- 526	31,667
g-ГТ ДиаС, ДДС	Szasz 37 °C	1 2801	U/L	27,5	21,5	- 33,6	2,017	70,00	54,6	- 85,4	5,133
ГЛДГ DiaSys	DGKC 1970 37 °C	1 2411	U/L	15,7	12,50	- 18,8	1,050	26,10	20,9	- 31,1	1,700
Глюкоза	GOD-PAP (ДДС, ДиаС)	1 2550+1 2500	mmol/L	5,17	4,34	- 5,99	0,275	14,80	12,4	- 17,2	0,800
	гексокиназный (DiaSys)	1 2511	mmol/L	4,93	4,14	- 5,72	0,263	14,60	12,3	- 16,9	0,767
a-ГБДГ DiaSys	DGKC 37 °C	1 3201	U/L	137	109	- 164	9,2	262,00	210	- 314	17,333
Железо ДиаС	Ферн	1 1911	µmol/L	16,6	14,3	- 18,9	0,767	39,80	34,3	- 45,4	1,850
ЛДГ ДиаС, ДДС	DGKC опт. 1970 37 °C	1 4201	U/L	259	213	- 306	15,500	482,00	395	- 568	28,833
Магний DiaSys	Ксилюдиновый синий	1 4610	mmol/L	0,851	0,715	- 0,987	0,045	1,86	1,56	- 2,16	0,100
Фосфор ДДС, ДиаС	Молибдат UV, бирагент (запуск субстратом)	1 5211	mmol/L	1,060	0,871	- 1,25	0,063	2,33	1,91	- 2,75	0,140
	Молибдат UV, монореагент (запуск образцом)	1 5211	mmol/L	1,06	0,868	- 1,25	0,064	2,27	1,86	- 2,68	0,137
Общ.белок ДиаС, ДДС монореаг	Биуретовый без сывороточного бланка	1 2311	g/L	64,2	57,1	- 71,3	2,367	87,50	77,9	- 97,1	3,200
бירהагент	Биуретовый с сывороточным бланком	1 2311	g/L	56,9	50,6	- 63,2	2,100	77,80	69,2	- 86,4	2,867
Триглицериды ДиаС, ДДС	GPO-PAP	1 5760+1 5710	mmol/L	1,04	0,854	- 1,23	0,063	1,86	1,53	- 2,20	0,112
Мочевина ДиаС, ДДС	Уреаза УФ кинетика	1 3101	mmol/L	6,86	5,35	- 8,37	0,503	24,70	19,3	- 30,2	1,817
	КТ,Бергло (ДДС)	1 3115	mmol/L	6,54	5,10	- 7,98	0,480	25,50	19,9	- 31,1	1,867
Мочевая кислота Uric Acid	ТВНВА (ДДС)	1 3021	µmol/L	309	266	- 353	14,500	442	381	- 504	20,500
	TOOS (ДиаС)	1 3001	µmol/L	303	260	- 345	14,167	444	382	- 507	20,833
ЛПВП DiaSys	Иммуоингибирование	13521	mmol/L	1,20	1,040	- 1,37	0,055	1,72	1,48	- 1,96	0,080
ЛПНП DiaSys	Гомогенный селективный TruCal HDL/LDL до Лота 24432	1 4121	mmol/L	2,08	1,79	- 2,38	0,098	3,00	2,58	- 3,42	0,140
	Гомогенный селективный TruCal HDL/LDL начиная с Лота 24432	1 4121	mmol/L	2,24	1,93	- 2,55	0,103	3,22	2,77	- 3,67	0,150
НЖСС DiaSys	Ферн	1 1921	µmol/L	39,6	31,7	- 47,6	2,650				
Фосфолипиды DiaSys	Ферментативный	1 5741	mmol/L	2,40	1,92	- 2,89	0,162	3,60	2,88	- 4,32	0,240
Липаза DiaSys	Колориметрический, 37 °C	1 4321	U/L	54,9	43,9	- 65,9	3,667	107,00	85,6	- 128,0	7,067
Лактат DiaSys	ЛДГ UV КТ	1 4001	mmol/L	1,40	1,11	- 1,69	0,097	3,28	2,59	- 3,97	0,230
IgA DiaSys	Иммунотурбидиметрический	1 7202	g/L	1,89	1,44	- 2,34	0,150	2,56	1,94	- 3,17	0,205
IgE DiaSys	Иммунотурбидиметрический	1 7239	IU/mL	80,6	64,5	- 96,7	5,367	108,00	86,0	- 129,0	7,167
IgG DiaSys	Иммунотурбидиметрический	1 7212	g/L	8,67	6,94	- 10,40	0,577	11,80	9,46	- 14,20	0,790
IgM DiaSys	Иммунотурбидиметрический	1 7222	g/L	0,845	0,608	- 1,08	0,079	1,19	0,854	- 1,52	0,111
b-Гидроксипутират DiaSys	β-NBDH / Diaphorase 37 °C	1 3701	mmol/L	0,298	0,238	- 0,358	0,020	1,000	0,800	- 1,20	0,067
Трансферрин DiaSys	Иммунотурбидиметрический	1 7252	g/L	2,26	1,81	- 2,71	0,150	3,03	2,42	- 3,64	0,203
Аполипопротеин A1 DiaSys	Иммунотурбидиметрический	1 7102	g/L	1,37	1,10	- 1,64	0,090	2,02	1,61	- 2,42	0,135
Аполипопротеин B DiaSys	Иммунотурбидиметрический	1 7112	g/L	0,697	0,558	- 0,837	0,047	0,987	0,790	- 1,180	0,065
Potassium Калий	ISE direct		mmol/L	4,32	3,93	- 4,71	0,130	6,73	6,12	- 7,34	0,203
	ферментативный		mmol/L	4,25	3,87	- 4,63	0,127	7,09	6,45	- 7,73	0,213
Sodium Натрий	ISE direct		mmol/L	139	131	- 148	2,833	152	143	- 161	3,000
	ферментативный		mmol/L	131	123	- 139	2,667	143	134	- 151	2,833