

Приложение к паспортам значений контрольных сывороток TruLab N и TruLab P для реагентов ДиаС, ДДС, DiaSys

				Trulab N Lot № 25894				Trulab P Lot № 25895					
				Exp. 2021-08				Exp. 2021-08					
Параметр	Метод	Test-ID	Един.	Знач	Пределы			Станд.откл.	Знач	Пределы			Станд.откл.
Альбумин ДиаС, ДДС	Бромкрезоловый зеленый	1 0220	g/L	39,5	30,4	-	48,6	3,033	51,50	39,7	-	63,3	3,933
Щелочная фосфатаза ДиаС, ДДС	DGKC 1970 37 °C	1 0401	U/L	134	101,0	-	168	11,167	282	212	-	353	23,500
АЛТ/GPT ДиаС, ДДС	without P5P 37 °C	1 2701	U/L	56,0	43,1	-	68,9	4,300	124	95,2	-	152	9,467
АСТ/GOT ДиаС, ДДС	without P5P 37 °C	1 2601	U/L	44,3	34,1	-	54,5	3,400	165	127	-	202	12,500
Амилаза ДиаС, ДДС	EPS G-7	1 0501	U/L	71,3	57,0	-	85,6	4,767	198	158	-	237	13,167
Панкреатич амилаза DiaSys	EPS G-7	1 0551	U/L	26,2	21,0	-	31,4	1,733	97,4	77,9	-	117	6,517
Прямой билирубин	ДХА (ДиаС)	1 0821	µmol/L	14,0	10,4	-	17,7	1,217	27,3	20,2	-	34,4	2,367
	Йедрашика-Гроффа (ДДС)		µmol/L	14,7	10,9	-	18,6	1,283	26,7	19,8	-	33,7	2,317
Общий билирубин ДиаС, ДДС	ДХА	1 0811	µmol/L	31,5	23,3	-	39,6	2,717	77,9	57,6	-	98,1	6,750
Кальций	Арсеназо (ДиаС)	1 1130	mmol/L	2,36	2,10	-	2,62	0,087	2,90	2,58	-	3,22	0,107
	Фосфаназо (DiaSys)	1 1181	mmol/L	2,35	2,09	-	2,61	0,087	2,89	2,57	-	3,21	0,107
	ОКФ(только для CLIMA MC-15)		mmol/L	2,37	2,11		2,63	0,087	3,03	2,70		3,36	0,110
Хлориды ДиаС, ДДС	Тиоцианат	1 1200	mmol/L	122,9	112,0	-	134	3,667	134,80	123,0	-	147,0	4,000
	ISE direct		mmol/L	123	112,0	-	134	3,667	141	128,0	-	154,0	4,333
Холестерин ДиаС, ДДС	CHOD-PAP	1 1350+1 1300	mmol/L	4,35	3,74	-	4,96	0,203	5,53	4,76	-	6,31	0,258
Холинэстераза DiaSys	Бутирилхолиновый	1 1401	U/L	6770	5551	-	7989	406	8993	7374	-	10612	540
КФК ДиаС, ДДС	DGKC, IFCC 37 °C	1 1601	U/L	179	143	-	215	12,000	248	199	-	298	16,500
КФК-MB DiaSys	mAK, Immunological method, 37 °C	1 1641	U/L	33,9	27,2	-	40,7	2,250	56,50	45,2	-	67,7	3,750
Креатинин	Яффе без компенсации (ДДС, ДиаС)	1 1711	µmol/L	137	107	-	167	10,000	398	310	-	485	29,2
	Ферментативный ПАП DiaSys	1 1759	µmol/L	119	93,1	-	146	8,817	401	312	-	489	29,500
g-ГТ ДиаС, ДДС	Szasz 37 °C	1 2801	U/L	25,8	20,1	-	31,5	1,900	82,20	64,1	-	100,0	5,983
ГЛДГ DiaSys	DGKC 1970 37 °C	1 2411	U/L	17,0	13,60	-	20,4	1,133	27,90	22,3	-	33,5	1,867
Глюкоза	GOD-PAP (ДДС, ДиаС)	1 2550+1 2500	mmol/L	4,77	4,01	-	5,54	0,255	14,60	12,3	-	17,0	0,783
	Biosensor	SensoStar	mmol/L	5,05	4,24	-	5,86	0,270	16,40	16,4	-	16,4	0,000
	гексокиназный (DiaSys)	1 2511	mmol/L	4,81	4,04	-	5,58	0,257	14,90	12,5	-	17,3	0,800
a-ГБДГ DiaSys	DGKC 37 °C	1 3201	U/L	146	117	-	175	9,7	244,00	195	-	293	16,333
Железо ДиаС	Ферен	1 1911	µmol/L	16,7	14,4	-	19,0	0,767	46,00	39,6	-	52,5	2,150
ЛДГ ДиаС, ДДС	DGKC opt. 1970 37 °C	1 4201	U/L	279	229	-	329	16,667	440,00	361	-	519	26,333
Магний DiaSys	Ксилидиновый синий	1 4610	mmol/L	0,811	0,682	-	0,941	0,043	1,75	1,47	-	2,03	0,093
Фосфор ДДС, ДиаС	Молибдат UV, биреагент	1 5211	mmol/L	0,992	0,814	-	1,17	0,059	2,07	1,70	-	2,44	0,123
	Молибдат UV, монореагент	1 5211	mmol/L	1,01	0,831	-	1,20	0,062	2,04	1,67	-	2,41	0,123
Общ.белок ДиаС, ДДС монореаг	Биуретовый без сывороточного бла	1 2311	g/L	69,5	61,9	-	77,1	2,533	92,70	82,5	-	103,0	3,417
биреагент	Биуретовый с сывороточным бланк	1 2311	g/L	61,2	54,5	-	67,9	2,233	83,90	74,7	-	93,1	3,067
Триглицериды ДиаС, ДДС	GPO-PAP	1 5760+1 5710	mmol/L	1,05	0,858	-	1,23	0,062	1,93	1,58	-	2,28	0,117
Мочевина ДиаС, ДДС	Уреаза УФ кинетика	1 3101	mmol/L	6,95	5,42	-	8,48	0,510	24,80	19,3	-	30,2	1,817
	КТ;Бертло (ДДС)	1 3115	mmol/L	7,12	5,55	-	8,69	0,523	27,10	21,1	-	33,1	2,000
Мочевая кислота Uric Acid	ТВНВА (ДДС)	1 3021	µmol/L	298	256	-	340	14,000	404	348	-	461	18,833
	TOOS (ДиаС)	1 3001	µmol/L	293	252	-	334	13,667	407	350	-	464	19,000
НЖСС DiaSys	Ферен	1 1921	µmol/L	44,8	35,8	-	53,7	2,983					
Фосфолипиды DiaSys	Ферментативный	1 5741	mmol/L	2,45	1,96	-	2,94	0,163	3,18	2,54	-	3,82	0,213
Липаза DiaSys	Колориметрический, 37 °C	1 4321	U/L	52,5	42,0	-	63,1	3,517	88,6	70,9	-	106,0	5,850
Лактат DiaSys	ЛДГ UV КТ	1 4001	mmol/L	1,45	1,15	-	1,75	0,100	3,36	2,65	-	4,07	0,237
	Biosensor	SensoStar	mmol/L	2,220	1,820	-	2,62	0,133	4,60	3,630	-	5,57	0,323
b-Гидроксibuтират DiaSys	β-HBDH / Diaphorase 37 °C	1 3701	mmol/L	0,321	0,257	-	0,385	0,021	0,924	0,739	-	1,11	0,062
Potassium Калий	Ферментативный		mmol/L	4,220	3,840		4,600	0,127	6,330	5,760		6,900	0,190

Potassium Калий	ISE direct		mmol/L	4,15	3,78	-	4,52	0,123	6,35	5,78	-	6,92	0,190
Sodium Натрий	ISE direct		mmol/L	146,00	137,00	-	155,00	3,000	164	154	-	174	3,333
	Ферментативный		mmol/L	151	142	-	160	3,000	159	149	-	169	3,333