

**Приложение к паспортам значений контрольных сывороток
TruLab N и TruLab P для реагентов ДиаС, ДДС, DiaSys**

**ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ: ДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ СЫВОРОТОК НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫМИ.**

При использовании контролей на следующих автоматических анализаторах ***BioMajesty JCA-BM6010/C, Abbot, Beckman Coulter, Roche, Siemens*** паспортные значения запрашивайте дополнительно по телефону горячей линии: **8-800-200-63-39**, по электронной почте **sale@diakonlab.ru** или скачивайте с сайта компании ДИАКОН **www.diaconlab.ru** (раздел Документы)

				Trulab N Lot № 23843 2020-03			Exp.
Параметр	Метод	Test-ID	Един.	Знач	Пределы		Станд.о ткл.
Альбумин ДиаС, ДДС	Бромкрезоловый зеленый	1 0220	g/L	36,4	28,0	-	44,8
Щелочная фосфатаза ДиаС, ДДС	DGKC 1970 37 °C	1 0401	U/L	131	101,0	-	161
АЛТ/GPT ДиаС, ДДС	without P5P 37 °C	1 2701	U/L	53,5	41,2	-	65,8
АСТ/GOT ДиаС, ДДС	without P5P 37 °C	1 2601	U/L	58,6	45,1	-	72,1
Амилаза ДиаС, ДДС	EPS G-7	1 0501	U/L	77,1	61,7	-	92,5
Панкреатич амилаза DiaSys	EPS G-7	1 0551	U/L	30,5	24,4	-	36,6
Прямой билирубин	ДХА (ДиаС)	1 0821	μmol/L	13,9	10,3	-	17,5
	Йедрашика-Гроффа (ДДС)		μmol/L	13,9	10,3	-	17,5
Общий билирубин ДиаС, ДДС	ДХА	1 0811	μmol/L	25,0	18,5	-	31,5
Кальций	Арсеназо (ДиаС)	1 1130	mmol/L	2,16	1,92	-	2,39
	Фосфаназо (DiaSys)	1 1181	mmol/L	2,18	1,94	-	2,42
	ОКФ(только для полуавтоматических анализаторов)		mmol/L	2,10	1,87	-	2,33
Хлориды ДДС, ДиаС	Тиоцианат	1 1200	mmol/L	113	103	-	123
	ISE direct (respons 920)		mmol/L	114	104	-	125
Холестерин ДиаС, ДДС	CHOD-PAP	1 1350+1 1300	mmol/L	3,82	3,29	-	4,36
Холинэстераза DiaSys	Бутирилхолиновый	1 1401	U/L	6116	5015	-	7217
КФК ДиаС, ДДС	DGKC, IFCC 37 °C	1 1601	U/L	183	146	-	220
КФК-MB DiaSys	mAK, Immunological method, 37 °C	1 1641	U/L	46,2	37,0	-	55,4
Креатинин	Яффе без компенсации (ДДС, ДиаС)	1 1711	μmol/L	147	115	-	180
	Ферментативный ПАП DiaSys	1 1759	μmol/L	137	107,0	-	167
g-ГТ ДиаС, ДДС	Szaz 37 °C	1 2801	U/L	25,4	19,8	-	30,9
ГЛДГ DiaSys	DGKC 1970 37 °C	1 2411	U/L	17,1	13,7	-	20,5
Глюкоза	GOD-PAP (ДДС, ДиаС)	1 2550+1 2500	mmol/L	5,33	4,48	-	6,19
	гексокиназный (DiaSys)	1 2511	mmol/L	5,09	4,28	-	5,91
а-ГБДГ DiaSys	DGKC 37 °C	1 3201	U/L	138	111	-	166
Железо ДиаС	Ферен	1 1911	μmol/L	16,8	14,4	-	19,2
ЛДГ ДиаС, ДДС	DGKC opt. 1970 37 °C	1 4201	U/L	259	212	-	305
Магний DiaSys	Ксидидиновый синий	1 4610	mmol/L	0,862	0,724	-	1,00
Фосфор ДДС, ДиаС	Молибдат UV, бирагент (запуск субстратом)	1 5211	mmol/L	1,07	0,880	-	1,27
	Молибдат UV, монореагент (запуск образцом)	1 5211	mmol/L	1,06	0,871	-	1,25
Общ.белок ДиаС, ДДС монореаг	Биуретовый без сывороточного бланка	1 2311	g/L	62,5	55,6	-	69,4
бירהгент	Биуретовый с сывороточным бланком	1 2311	g/L	55,8	49,7	-	62,0
Триглицериды ДиаС, ДДС	GPO-PAP	1 5760+1 5710	mmol/L	0,999	0,819	-	1,18
Мочевина ДиаС, ДДС	Уреаза УФ кинетика	1 3101	mmol/L	6,83	5,32	-	8,33
	КТ,Бертло (ДДС)	1 3115	mmol/L	6,64	5,18	-	8,10
Мочевая кислота Uric Acid	ТВНВА (ДДС)	1 3021	μmol/L	348	300	-	397
	TOOS (ДиаС)	1 3001	μmol/L	344	296	-	392
ЛПВП DiaSys	Иммуоингибирование	13521	mmol/L	1,11	0,958	-	1,27
ЛПНП DiaSys	Гомогенный селективный TruCal [®] HDL/LDL до Лота 24432	1 4121	mmol/L	2,05	1,76	-	2,33
	Гомогенный селективный TruCal [®] HDL/LDL начиная с Лота 24432	1 4121	mmol/L	1,96	1,68	-	2,23
НЖСС DiaSys	Ферен	1 1921	μmol/L	40,2	32,2	-	48,3
Фосфолипиды DiaSys	Ферментативный	1 5741	mmol/L	2,28	1,83	-	2,74
Липаза DiaSys	Колориметрический, 37 °C	1 4321	U/L	61,2	49,0	-	73,5
Лактат DiaSys	ЛДГ UV КТ	1 4001	mmol/L	1,61	1,27	-	1,94
IgA DiaSys	Иммунотурбидиметрический	1 7202	g/L	1,8	1,37	-	2,24
IgE DiaSys	Иммунотурбидиметрический	1 7239	IU/mL	87,4	69,9	-	105,0
IgG DiaSys	Иммунотурбидиметрический	1 7212	g/L	8,62	6,90	-	10,30
IgM DiaSys	Иммунотурбидиметрический	1 7222	g/L	0,808	0,582	-	1,03
β-Гидроксibuтират DiaSys	β-HBDH / Diaphorase 37 °C	1 3701	mmol/L	0,316	0,253	-	0,379
	для реагента, начиная с лота 22440		mmol/L	0,284	0,227	-	0,341
Трансферрин DiaSys DiaSys	Иммунотурбидиметрический	1 7252	г/л	2,26	1,81	-	2,72
Аполипопротеин A1 DiaSys	Иммунотурбидиметрический	1 7102	г/л	1,35	1,08	-	1,62
Аполипопротеин B DiaSys	Иммунотурбидиметрический	1 7112	г/л	0,693	0,555	-	0,832
Potassium Калий	ферментативный		mmol/L	4,34	3,95	-	4,73
	ISE direct (respons 920)		mmol/L	4,42	4,02	-	4,82
Sodium Натрий	ферментативный		mmol/L	135	127	-	143
	ISE direct (respons 920)		mmol/L	142	134	-	151