

**Приложение к паспортам значений контрольных сывороток
TruLab N и TruLab P для реагентов ДиаС, ДДС, DiaSys**

**ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ: ДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ СЫВОРОТОК НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫМИ.**

При использовании контролей на следующих автоматических анализаторах **BioMajesty JCA-BM6010/C, Abbott, Beckman Coulter, Roche, Siemens** паспортные значения запрашивайте дополнительно по телефону горячей линии: **8-800-200-63-39**, по электронной почте **sale@diakonlab.ru** или скачивайте с сайта компании ДИАКОН **www.diaikonlab.ru** (раздел Документы)

				Trulab P Lot № 22804 Exp. 2019-09				
Параметр	Метод	Test-ID	Един.	Знач	Пределы			Станд.отк л.
Альбумин ДиаС, ДДС	Бромкрезоловый зеленый	1 0220	g/L	52,30	40,3	-	64,4	4,017
Щелочная фосфатаза ДиаС, ДДС	DGKC 1970 37 °C	1 0401	U/L	294	220	-	367	24,500
АЛТ/GPT ДиаС, ДДС	without P5P 37 °C	1 2701	U/L	121	93,2	-	149	9,300
АСТ/GOT ДиаС, ДДС	without P5P 37 °C	1 2601	U/L	166	128	-	204	12,667
Амилаза ДиаС, ДДС	EPS G-7	1 0501	U/L	208	166	-	249	13,833
Панкреатич амилаза DiaSys	EPS G-7	1 0551	U/L	118	94,7	-	142	7,883
Прямой билирубин	ДХА (ДиаС)	1 0821	μmol/L	28,8	21,3	-	36,3	2,500
	Йедрашика-Гроффа (ДДС)		μmol/L	28,3	21,0	-	35,7	2,450
Общий билирубин ДиаС, ДДС	ДХА	1 0811	μmol/L	82,4	61,0	-	104	7,167
Кальций	Арсеназо (ДиаС)	1 1130	mmol/L	2,98	2,66	-	3,31	0,108
	Фосфаназо (DiaSys)	1 1181	mmol/L	2,94	2,62	-	3,27	0,108
	ОКФ(только для полуавтоматических анализаторов)		mmol/L	2,96	2,63	-	3,29	0,110
Хлориды ДиаС, ДДС	ISE direct (respons 920)		mmol/L	117	107	-	128	3,500
	Тиоцианат	1 1200	mmol/L	114	104	-	124	3,333
Холестерин ДиаС, ДДС	CHOD-PAP	1 1350+1 1300	mmol/L	5,27	4,53	-	6,01	0,247
Холинэстераза DiaSys	Бутирилхолиновый	1 1401	U/L	8366	6860	-	9872	502
КФК ДиаС, ДДС	DGKC, IFCC 37 °C	1 1601	U/L	335	268	-	402	22,333
КФК-MB DiaSys	mAK, Immunological method, 37 °C	1 1641	U/L	60,6	48,5	-	72,7	4,033
Креатинин	Яффе без компенсации (ДДС, ДиаС)	1 1711	μmol/L	426	332	-	519	31,2
	Ферментативный ПАП DiaSys	1 1759	μmol/L	398	311	-	486	29,167
g-ГТ ДиаС, ДДС	Szasz 37 °C	1 2801	U/L	74,7	58,3	-	91,1	5,467
ГЛДГ DiaSys	DGKC 1970 37 °C	1 2411	U/L	20,8	16,6	-	25,0	1,400
Глюкоза	GOD-PAP (ДДС, ДиаС)	1 2550+1 2500	mmol/L	14,2	12,0	-	16,5	0,750
	гексокиназный (DiaSys)	1 2511	mmol/L	14,1	11,9	-	16,4	0,750
a-ГБДГ DiaSys	DGKC 37 °C	1 3201	U/L	290	232	-	348	19,333
Железо ДиаС	Ферен	1 1911	μmol/L	41,1	35,3	-	46,8	1,917
ЛДГ ДиаС, ДДС	DGKC opt. 1970 37 °C	1 4201	U/L	503	413	-	594	30,167
Магний DiaSys	Ксилидиновый синий	1 4610	mmol/L	2,01	1,69	-	2,33	0,107
Фосфор ДДС, ДиаС	Молибдат UV, бирагент (запуск субстратом)	1 5211	mmol/L	2,16	1,77	-	2,55	0,130
	Молибдат UV, монореагент (запуск образцом)	1 5211	mmol/L	2,15	1,77	-	2,54	0,128
Общ.белок ДиаС, ДДС монореаг	Биуретовый без сывороточного бланка	1 2311	g/L	92,5	82,3	-	103	3,450
бирагент	Биуретовый с сывороточным бланком	1 2311	g/L	84,8	75,5	-	94,1	3,100
Триглицериды ДиаС, ДДС	GPO-PAP	1 5760+1 5710	mmol/L	2,27	1,86	-	2,68	0,137
Мочевина ДиаС, ДДС	Уреаза УФ кинетика	1 3101	mmol/L	25,0	19,5	-	30,6	1,850
	КТ:Бергло (ДДС)	1 3115	mmol/L	26,7	20,8	-	32,6	1,967
Мочевая кислота Uric Acid	ТВНВА (ДДС)	1 3021	μmol/L	483	416	-	551	22,500
	TOOS (ДиаС)	1 3001	μmol/L	500	430	-	570	23,333
ЛПВП DiaSys	Иммуноингибирование	13521	mmol/L	1,51	1,30	-	1,72	0,070
ЛПНП DiaSys	Гомогенный селективный TruCal®HDL/LDL до Лота 24432	1 4121	mmol/L	2,86	2,46	-	3,26	0,133
	Гомогенный селективный TruCal®HDL/LDL начиная с Лота 24433	1 4121	mmol/L	3,08	2,65	-	3,51	0,143
НЖСС DiaSys	Ферен	1 1921	μmol/L			-		
Фосфолипиды DiaSys	Ферментативный	1 5741	mmol/L	3,20	2,56	-	3,84	0,213
Липаза DiaSys	Колориметрический, 37 °C	1 4321	U/L	115	92,0	-	138	7,667
Лактат DiaSys	ЛДГ UV КТ	1 4001	mmol/L	3,40	2,69	-	4,12	0,238
IgA DiaSys	Иммунотурбидиметрический	1 7202	g/L	2,57	1,95	-	3,19	0,207
IgE DiaSys	Иммунотурбидиметрический	1 7239	IU/mL	130	104	-	156	8,667
IgG DiaSys	Иммунотурбидиметрический	1 7212	g/L	12,5	10,0	-	15,0	0,833
IgM DiaSys	Иммунотурбидиметрический	1 7222	g/L	1,06	0,763	-	1,36	0,100
b-Гидроксibuтират DiaSys	β-HBDH / Diaphorase 37 °C	1 3701	mmol/L	0,975	0,780	-	1,17	0,065
	для реагента, начиная с лота 22440	1 3701	mmol/L	0,880	0,704	-	1,06	0,059
Трансферрин DiaSys DiaSys	Иммунотурбидиметрический	1 7252	g/L	3,47	2,78	-	4,16	0,230
Аполипопротеин A1 DiaSys	Иммунотурбидиметрический	1 7102	g/L	2,12	1,70	-	2,54	0,140
Аполипопротеин B DiaSys	Иммунотурбидиметрический	1 7112	g/L	1,01	0,810	-	1,22	0,068
Potassium Калий	ISE direct (respons 920)		mmol/L	6,87	6,26	-	7,49	0,205
	ферментативный		mmol/L	7,01	6,38	-	7,64	0,210
Sodium Натрий	ISE direct (respons 920)		mmol/L	144	135	-	153	3,000
	ферментативный		mmol/L	131	123	-	139	2,667