

Приложение к паспортам значений контрольных сывороток TruLab N и TruLab P для реагентов ДиаС, ДДС, DiaSys

				Trulab N Lot № 21591				Trulab P Lot № 21592					
				Exp. 2018-09				Exp. 2018-09					
Параметр	Метод	Test-ID	Един.	Знач	Пределы			Станд.откл.	Знач	Пределы			Станд.откл.
Альбумин ДиаС, ДДС	Бромкрезоловый зеленый	1 0220	g/L	38,1	29,3	-	46,9	2,933	48,90	37,7	-	60,1	3,733
Щелочная фосфатаза ДиаС, ДДС	DGKC 1970 37 °C	1 0401	U/L	116	89,3	-	143	8,950	266	205	-	327	20,333
АЛТ/GPT ДиаС, ДДС	without P5P 37 °C	1 2701	U/L	55,6	42,8	-	68,4	4,267	138	106	-	170	10,667
АСТ/GOT ДиаС, ДДС	without P5P 37 °C	1 2601	U/L	58,5	45,0	-	72,0	4,500	179	138	-	220	13,667
Амилаза ДиаС, ДДС	EPS G-7	1 0501	U/L	84,5	67,6	-	101,0	5,567	241	193	-	289	16,000
Панкреатич амилаза DiaSys	EPS G-7	1 0551	U/L	30,3	24,2	-	36,4	2,033	116	92,4	-	139	7,767
Прямой билирубин	ДХА (ДиаС)	1 0821	μmol/L	13,8	10,2	-	17,4	1,200	33,2	24,6	-	41,8	2,867
	Йедрашика-Гроффа (ДДС)		μmol/L	12,8	9,5	-	16,2	1,117	33,4	24,8	-	42,1	2,883
Общий билирубин ДиаС, ДДС	ДХА	1 0811	μmol/L	25,3	18,7	-	31,9	2,200	80,7	59,7	-	102	7,050
Кальций	Арсеназо (ДиаС)	1 1130	mmol/L	2,31	2,06	-	2,56	0,083	2,82	2,51	-	3,13	0,103
	Фосфаназо (DiaSys)	1 1181	mmol/L	2,29	2,04	-	2,54	0,083	2,81	2,50	-	3,10	0,100
	ОКФ(только для CLIMA MC-15)		mmol/L	2,15	1,91		2,39	0,080	2,72	2,42		3,02	0,100
Хлориды ДиаС, ДДС	Тиоцианат	1 1200	mmol/L	105	95,6	-	115	3,233	117,00	107,0	-	128,0	3,500
	ISE direct		mmol/L	104	94,4	-	113	3,111	125	114,0	-	136,0	3,667
Холестерин ДиаС, ДДС	CHOD-PAP	1 1350+1 1300	mmol/L	4,03	3,47	-	4,60	0,188	5,12	4,40	-	5,84	0,240
Холинэстераза DiaSys	Бутирилхолиновый	1 1401	U/L	5856	4802	-	6910	351	7858	6444	-	9272	471
КФК ДиаС, ДДС	DGKC, IFCC 37 °C	1 1601	U/L	186	149	-	223	12,333	284	227	-	341	19,000
КФК-MB DiaSys	mAK, Immunological method, 37 °C	1 1641	U/L	33,6	26,9	-	40,3	2,233	68,20	54,6	-	81,8	4,533
Креатинин	Яффе без компенсации (ДДС, ДиаС)	1 1711	μmol/L	140	109	-	170	10,167	425	332	-	519	31,2
	Ферментативный ПАП DiaSys	1 1759	μmol/L	116	90,3	-	141	8,450	406	317	-	495	29,667
g-ГТ ДиаС, ДДС	Szasz 37 °C	1 2801	U/L	26,5	20,7	-	32,4	1,950	81,10	63,3	-	99,0	5,950
ГЛДГ DiaSys	DGKC 1970 37 °C	1 2411	U/L	17,0	13,60	-	20,4	1,133	28,90	23,1	-	34,6	1,917
Глюкоза	GOD-PAP (ДДС, ДиаС)	1 2550+1 2500	mmol/L	5,37	4,51	-	6,23	0,287	15,10	12,7	-	17,6	0,817
	гексокиназный (DiaSys)	1 2511	mmol/L	5,24	4,40	-	6,07	0,278	15,00	12,6	-	17,4	0,800
	Biosensor (SGL, SensoStar)		mmol/L	5,51	4,63	-	6,39		16,50	13,8	-	19,1	0,883
			mg/dL	99,30	83,40	-	115,00		297,00	249,0	-	345,0	16,000
a-ГБДГ DiaSys	DGKC 37 °C	1 3201	U/L	126	101	-	151	8,3	252,00	202	-	302	16,667
Железо ДиаС	Ферен	1 1911	μmol/L	16,2	13,9	-	18,4	0,750	40,90	35,2	-	46,7	1,917
ЛДГ ДиаС, ДДС	DGKC opt. 1970 37 °C	1 4201	U/L	249	204	-	294	15,000	451,00	370	-	532	27,000
Магний DiaSys	Ксилидиновый синий	1 4610	mmol/L	0,843	0,708	-	0,978	0,045	1,88	1,58	-	2,18	0,100
Фосфор ДДС, ДиаС	Молибдат UV, бирагент	1 5211	mmol/L	0,985	0,808	-	1,16	0,059	2,43	1,99	-	2,87	0,147
	Молибдат UV, монореагент	1 5211	mmol/L	1,00	0,818	-	1,18	0,060	2,37	1,94	-	2,80	0,143
Общ.белок ДиаС, ДДС монореаг	Биуретовый без сывороточного бла	1 2311	g/L	68,9	61,3	-	76,5	2,533	86,80	77,2	-	96,3	3,183
бירהагент	Биуретовый с сывороточным бланк	1 2311	g/L	61,5	54,7	-	68,2	2,250	77,70	69,2	-	86,2	2,833
Триглицериды ДиаС, ДДС	GPO-PAP	1 5760+1 5710	mmol/L	1,14	0,931	-	1,34	0,068	2,48	2,03	-	2,92	0,148
Мочевина ДиаС, ДДС	Уреаза УФ кинетика	1 3101	mmol/L	6,48	5,05	-	7,90	0,475	25,60	20,0	-	31,2	1,867
	КТ;Бертло (ДДС)	1 3115	mmol/L	5,61	4,38	-	6,85	0,412	25,50	19,9	-	31,1	1,867
Мочевая кислота Uric Acid	ТВНВА (ДДС)	1 3021	μmol/L	336	289	-	383	15,667	532	457	-	606	24,833
	TOOS (ДиаС)	1 3001	μmol/L	325	280	-	371	15,167	532	457	-	606	24,833
НЖСС DiaSys	Ферен	1 1921	μmol/L	48,7	39,0	-	58,5	3,250					
Фосфолипиды DiaSys	Ферментативный	1 5741	mmol/L	2,43	1,95	-	2,92	0,162	3,02	2,41	-	3,62	0,202
Липаза DiaSys	Колориметрический, 37 °C	1 4321	U/L	50,6	40,5	-	60,7	3,367	101	80,8	-	121,0	6,700
Лактат DiaSys	ЛДГ UV КТ	1 4001	mmol/L	1,29	1,02	-	1,56	0,090	3,52	2,78	-	4,26	0,247
	Biosensor (SGL, SensoStar)		mmol/L	1,79	1,41	-	2,17		4,76	3,76	-	5,76	0,333
			mg/dL	16,10	12,70	-	19,50		42,90	33,90	-	51,90	
b-Гидроксibuтират DiaSys	β-HBDH / Diaphorase 37 °C	1 3701	mmol/L	0,416	0,333	-	0,499	0,028	0,979	0,783	-	1,17	0,065

Potassium Калий	ISE direct		mmol/L	4,27	3,89	-	4,65	0,127	6,99	6,36	-	7,62	0,210
Sodium Натрий	ISE direct		mmol/L	126	119	-	134	2,500	155	146	-	164	3,000