



Реагенты и контрольные материалы для гематологии производства АО «ДИАКОН-ДС», Россия

- Отечественное производство по шведским технологиям Labex Reagents AB
- Система менеджмента качества АО «ДИАКОН-ДС» соответствует российским и международным стандартам
- Реагенты прошли тестирование и продемонстрировали высокую точность и воспроизводимость измерений на гематологических анализаторах
- Использование реагентов, рекомендованных к применению на данной модели анализатора, обеспечит его надежную и бесперебойную работу
- РУ № ФСЗ 2011/09203 от 04.04.2017

Реагенты производства АО «ДИАКОН-ДС» для гематологических анализаторов

- ▲ Реагенты представляют собой стабильные жидкие растворы, не содержащие азиды натрия, готовые к немедленному использованию
- ▲ Срок годности реагентов в закрытой таре – 24 месяца (кроме: LAB PAK, Renz Conc, Hemarenc Plus – 12 месяцев, Chemclean – 18 месяцев)
- ▲ Стабильность реагентов после вскрытия – 60 суток (кроме: Hemarenc Plus, Renz Conc – 90 суток)

Модель анализатора	Фирма-производитель	Реагенты АО «ДИАКОН-ДС»	
Advia 60	Horiba ABX Diagnostics Inc / Siemens Healthcare, США	■ Diluent ABX ■ Hemarenc	■ Autolyse ABX ■ Chemclean
Mythic18	Cormay, Польша		
Micros 60	Horiba ABX Diagnostics Inc, Франция	■ Diluent PENT ■ EOlyse PENT ■ Hemarenc PENT	■ Autolyse PENT ■ BASOlyse PENT
Серия PENTRA (5 Diff)			
Coulter Act 5 Diff			
Act Diff, Act Diff 2, S-Plus II-III-IV-V-VI, JT, JR, JS, STKR, MD-series (MD-8,18), T-series (T 540/840/890), ONYX	Beckman Coulter, США	■ Diluent III ■ Hemarenc	■ Autolyse III ■ Renz Conc (or Chemclean)
VCS, STKS, MAXM, HmX, Gen S, LH500 (5 Diff)			
Cell-Dyn: CD 610, CD 1300, CD 1500			
Cell-Dyn: CD 1400, CD 1600, CD 1700, CD 2000, CD 1200	Abbot Laboratories S.A., США	■ Diluent CD ■ Autolyse CD ■ Renz Conc	■ Referent CD ■ Hemarenc Plus
Cell-Dyn (5 Diff): CD 3500, CD 3700			
Medonic: CA-600, CA-610, Oden 530-16, Thor 530-20, CA-620			
Swelab AC 900ц	Boule Medical A.B., Швеция	■ Diluent 610 ■ Hemarenc	■ Autolyse 610
Swelab: AC 910 ^{EO+} , AC 910 ^{EO+} , AC 920 ^{EO+} , AC 920 ^{EO+} , AC 970 ^{EO+} , AC 970 ^{EO+}			
Sysmex: KX 21, KX 21 N			
PCE 210	Erma Inc, Япония	■ Diluent III ■ Hemarenc	■ Autolyse ABX ■ Chemclean
MicroCC-серия	HTI, США		
Rayto-7600	Rayto Life And Analytical Sciences Co., LTD., Китай		
MD-7600	Meredith diagnostics, Великобритания		
BC 2800, BC 3000, BC 3000+, Hemolux 19, BC 3200	Mindray Co., Ltd., КНР	■ Diluent CD ■ Referent CD (Rinze) ■ Chemclean	■ Autolyse CD ■ Hemarenc
Celltac MEK 6400(10)	Nihon Kohden, Япония		
Abacus (3Diff)-серия	Diatron, Австрия		
URIT-2900, URIT-3020, HemaLit-3000	URIT Medical Electronic Co.,Ltd, Китай	■ Diluent III ■ Hemarenc	■ Autolyse III ■ Chemclean (or Renz Conc)
Hemalite 1260, Hemalite 1270, Hemalite 1280	ДИКСИОН, Россия		

Гематологический контроль Kontrollblod 16

Гематологический контроль необходимо применять:

- при первоначальных запусках приборов в лаборатории;
- при ежедневной работе в лаборатории для построения графиков Леви-Дженингса с целью оценки воспроизводимости в соответствии с Приказом Минздрава РФ № 220 от 26.05.2003 г.;
- после смены лота реагентов;
- после технического обслуживания или замены запасных частей в анализаторах.

Гематологический контроль Kontrollblod 16 применяется для проведения внутрилабораторного контроля качества при работе на следующих гематологических анализаторах:

Модель анализатора	Фирма-производитель	Кол-во параметров
Swelab AC 9xx ^{EO+}	Boule Medical A.B., Швеция	16
Medonic CA620/530		16
Micros 45/60, Advia 60	Horiba ABX Diagnostics Inc / Siemens Healthcare, США	16
Pentra 60/80/80XL (5 diff)		10
Cell-Dyn Emerald, Cell-Dyn 1600, 1700, 1800	Abbot Laboratories S.A., США	16
3500 (5 diff), CD 3700 (5 diff)		10
BC 1800, BC 2600/BC 2600vet, BC 2800/BC 2800vet, BC 3000 plus, BC 3000 CT, BC 3200, Hemolux 19	Mindray Co., Ltd, KHP	16
AcT Diff, AcT Diff 2, STKR, S-Plus IV-V-VI, MD-series (MD-8, 18)	Beckman Coulter, США	16
STKS (5 diff), MAXM (5 diff), HmX (5 diff)		10
LH-series (5 diff)		11
AcT 5 Diff (5 diff)		10
XT-1800i (5 diff, OT), XS-1000i (5 diff), XT-2000i (5 diff, OT), XE-2100/XE-5000 (5 diff, OT)	Sysmex, Япония	11
KX 21, KX 21 N		12
Mythic 18	Cormay, Польша	16
Datacell 18/18MS/18MS Plus, Datacell 16CP/I1800	Danam / MWI, США	16
Celltac MEK 6400/6410/6420/6318K	Nihon Kohden Corp., Япония	16
PCE 140/170/210	Erma Inc., Япония	16

Гематологический контроль материал Kontrollblod 16

Уровень	Наименование	Упаковка	Кат. №
Низкий	Kontrollblod 16 Abnormal Low	1 × 3 мл	KB161 ST
Норма	Kontrollblod 16 Normal	1 × 3 мл	KB162 ST
Высокий	Kontrollblod 16 Abnormal High	1 × 3 мл	KB163 ST



Clima MC-15
ДИАКОН-ДС, Россия

СДЕЛАНО
В РОССИИ



CA-800
Furuno Electric Co., Япония



Swelab Alfa Auto Sampler
Boule Medical A.B., Швеция



КоаТест-4
НПЦ Астра, Россия

СДЕЛАНО
В РОССИИ



CoaLab 1000
LABor BioMedical Technologies (LABiTec), Германия



Quintus
Boule Medical A.B., Швеция



i-Smart 30 PRO
I-SENS, Южная Корея



Pathfast
LSI Medience Corporation, Япония



FUS-100, H-800
Dirui Industrial Co., Китай



Реагенты биохимические
ДиаС и ДДС
ДИАКОН-ДС, Россия

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Реагенты коагулологические ДДС
ДИАКОН-ДС, Россия

СДЕЛАНО
В РОССИИ



Реагенты гематологические
Labex
ДИАКОН-ДС, Россия

СДЕЛАНО
В РОССИИ

