

Паспорт Значений

Дата обновления: 22.01.2019

Наименование медицинского изделия, фасовка

«Реагенты диагностические для биохимических исследований *in vitro*: Калибратор специфических белков (TruCal Protein)», 5x1 мл

Каталожный номер: 5 9200 99 10 039

Описание продукта и его назначение

Калибратор специфических белков (TruCal Protein) – жидкий стабильный калибратор пяти различных уровней, изготовленный на основе человеческой плазмы.

Калибратор специфических белков (TruCal Protein) предназначен для калибровки фотометрических систем при определении специфических белков: альбумина (в сыворотке), комплемента С3с, комплемента С4, иммуноглобулинов А, G, М, трансферрина, преальбумина на полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах в клинично-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.

Условия хранения

Изделие хранить как в невскрытом, так и во вскрытом флаконе при температуре 2-8°C в плотно закрытых флаконах, в защищенном от света месте. Избегать загрязнений.

Стабильность

При соблюдении рекомендованного способа хранения калибратор специфических белков (TruCal Protein) в невскрытых флаконах стабилен до конца срока годности, обозначенного на этикетке, а после вскрытия не менее трех месяцев.

Подготовка

Калибратор специфических белков (TruCal Protein) поставляется в жидком виде и готов к использованию.

Процедура

Процедура определения изложена в инструкции по применению соответствующего набора реагентов для определения исследуемого анализа.

Прослеживаемость

Значения калибратора специфических белков (TruCal Protein) производства «DiaSys Diagnostic Systems GmbH», Германия, прослеживаются до референсного материала ERM®-DA470k/IFCC.

Аттестованное значение калибратора специфических белков (TruCal Protein), указанные в паспорте, специфичны только для данного лота калибратора.

Производитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany

	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Уровень 5
Номер лота	26258	26259	26260	26261	26262
Срок годности	2021-01	2021-01	2021-01	2021-01	2021-01
Albumin	4,87 г/л	9,74 г/л	19,5 г/л	39,0 г/л	77,9 г/л
C3c	19,7 мг/дл	39,4 мг/дл	78,8 мг/дл	158 мг/дл	315 мг/дл
	0,197 г/л	0,394 г/л	0,788 г/л	1,58 г/л	3,15 г/л
C4	5,08 мг/дл	10,2 мг/дл	20,3 мг/дл	40,6 мг/дл	81,2 мг/дл
	0,051 г/л	0,102 г/л	0,203 г/л	0,406 г/л	0,812 г/л
IgG	195 мг/дл	391 мг/дл	781 мг/дл	1563 мг/дл	3125 мг/дл
	1,95 г/л	3,91 г/л	7,81 г/л	15,63 г/л	31,25 г/л
IgM	56,2 мг/дл	112 мг/дл	225 мг/дл	449 мг/дл	899 мг/дл
	0,562 г/л	1,12 г/л	2,25 г/л	4,49 г/л	8,99 г/л
IgA	56,4 мг/дл	113 мг/дл	226 мг/дл	451 мг/дл	902 мг/дл
	0,564 г/л	1,13 г/л	2,26 г/л	4,51 г/л	9,02 г/л
Prealbumin	7,79 мг/дл	15,6 мг/дл	31,2 мг/дл	62,4 мг/дл	125 мг/дл
	0,078 г/л	0,156 г/л	0,312 г/л	0,624 г/л	1,25 г/л
Transferrin	31,5 мг/дл	63,1 мг/дл	126 мг/дл	252 мг/дл	505 мг/дл
	0,315 г/л	0,631 г/л	1,26 г/л	2,52 г/л	5,05 г/л