

TruLab Protein Level 2**LOT****29262**

Cat. No. 5 9510 99 10 046 (3 x 1 mL)

ВНИМАНИЕ!Уточняйте паспортные значения
на www.diakonlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39**2023-03-31**Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 2

Short Name / Analyte	Method	Reagent ID	Value	Range	Unit
ALB	Immunoturbidimetric	1 0242	5879	4527 - 7231	mg/dL
Microalbumin	Иммунотурбидиметрия		58,8	45,3 - 72,3	g/L
Альбумин (микроальбумин)					
ASO	Immunoturbidimetric	1 7012	336	269 - 403	IU/mL
Antistreptosylin O	Иммунотурбидиметрия				
Антистрептолизин O					
C3c	Immunoturbidimetric	1 1802	214	171 - 257	mg/dL
Complement C3c	Иммунотурбидиметрия		2,14	1,71 - 2,57	g/L
Комплемент C3c					
C4	Immunoturbidimetric	1 1812	47,8	38,2 - 57,3	mg/dL
Complement C4	Иммунотурбидиметрия		0,478	0,382 - 0,573	g/L
Комплемент C4					
CRP	Immunoturbidimetric	1 7002	7,07	5,16 - 8,98	mg/dL
C-reactive protein	Иммунотурбидиметрия		70,7	51,6 - 89,8	mg/L
C-реактивный белок	Immunoturbidimetric	1 7045	6,64	4,85 - 8,44	mg/dL
	Particle enhanced, U-Application		66,4	48,5 - 84,4	mg/L
	Усиление частиц, для универсального применения CRP U-hs				
FERR	Immunoturbidimetric	1 7059	294	212 - 377	ng/mL
Ferritin Ферритин	Иммунотурбидиметрия				µg/L
IgA	Immunoturbidimetric	1 7202	382	290 - 474	mg/dL
Immunoglobulin A	Иммунотурбидиметрия		3,82	2,90 - 4,74	g/L
Иммуноглобулин A					
IgE	Immunoturbidimetric	1 7239	231	185 - 277	IU/mL
Immunoglobulin E	Иммунотурбидиметрия				
Иммуноглобулин E					
IgG	Immunoturbidimetric	1 7212	1997	1597 - 2396	mg/dL
Immunoglobulin G	Иммунотурбидиметрия		20,0	16,0 - 24,0	g/L
IgM	Immunoturbidimetric	1 7222	252	181 - 323	mg/dL
Immunoglobulin M	Иммунотурбидиметрия		2,52	1,81 - 3,23	g/L
Иммуноглобулин M					
MYO	Immunoturbidimetric	1 7098	202	162 - 243	ng/mL
Myoglobin Миоглобин	Иммунотурбидиметрия				µg/L
PALB	Immunoturbidimetric	1 0292	47,8	38,3 - 57,4	mg/dL
Prealbumin Преальбумин	Иммунотурбидиметрия		0,478	0,383 - 0,574	g/L
RF	Immunoturbidimetric	1 7022	74,5	59,6 - 89,3	IU/mL
Rheumatoid Factor	Иммунотурбидиметрия				
Ревматоидный фактор					
TRF	Immunoturbidimetric	1 7252	355	284 - 426	mg/dL
Transferrin Трансферрин	Иммунотурбидиметрия		3,55	2,84 - 4,26	g/L
AATRYP					not assayed
a-1-Antitrypsin					
Альфа1-антитрипсин					

TruLab Protein Level 2**LOT****29262**

Cat. No. 5 9510 99 10 046 (3 x 1 mL)

ВНИМАНИЕ!

Уточняйте паспортные значения
на www.diakonlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39

**2023-03-31**Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 2

Short Name / Analyte	Method	Reagent ID	Value	Range	Unit
AMACG a-2-Macroglobulin Альфа2-макроглобулин			not assayed		
BMICG b-2-Microglobulin Бета2-микроглобулин			not assayed		
CPLAS Ceruloplasmin Церулоплазмин			not assayed		
Cys C Cystatin C Цистатин C			not assayed		
HAPG Haptoglobin Гаптоглобин			not assayed		
KAPPA Kappa Light Chain Каппа легкие цепи иммуноглобулина G			not assayed		
LAMBDA Lambda Light Chain Лямбда легкие цепи иммуноглобулина G			not assayed		

