

# Анализатор VITROS<sup>®</sup> 3600

## Технические характеристики

Анализатор	напольный автоматический иммунохимический
Производительность	до 190 тестов в час
Метод	ферментативно усиленной хемилюминесценции
Время получения первого результата	16-73 мин
Подключение к системе водоснабжения и сливу	не требуется
Тип образца	сыворотка, плазма, цельная кровь, моча, амниотическая жидкость
Минимальный объем образца	10 – 80 мкл
Одновременная загрузка образцов	90 образцов
Одновременная загрузка реагентов на борт	31 позиция
Стабильность реагентов на борту	до 84 дней
Стабильность калибровки	до 28 дней
Обработка образца на борту	автоматическое разведение, вторичное тестирование при сомнительном результате, повторное тестирование
Проверка образца и реагентов	детекция сгустков, пены, пузырьков, недостаточного объема: гемолиза, иктеричности, липемии
Наличие одноразовых наконечников	есть, предотвращает кросс-контаминацию

Возможность выполнения срочных проб (STAT)	есть
Возможность подключения к ЛИС	есть
Объем памяти	5000 результатов
Габариты (д х ш х в)	212 x 85 x 164
Вес	789 кг