

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Паспорт Значений

Дата обновления: 31.08.2020

Наименование медицинского изделия, фасовка

«Реагенты для калибровки фотометрических систем при определении биохимических параметров in vitro: Калибратор С-реактивного белка универсальный (TruCal CRP U)», 5x1 мл

Каталожный номер: 1 7040 99 10 059

Описание продукта и его назначение

Калибратор С-реактивного белка универсальный (TruCal CRP U) представляет собой жидкий стабильный калибратор пяти различных уровней, изготовленных на основе человеческой сыворотки.

Калибратор С-реактивного белка универсальный (TruCal CRP U) используется для калибровки при определении С-реактивного белка в широком (универсальном) диапазоне с помощью набора CRP U-hs производства «DiaSys Diagnostic Systems GmbH», Германия, на полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике.

Условия хранения

Изделие хранить как в невскрытом, так и во вскрытом флаконе при температуре 2-8°C в плотно закрытых флаконах, в защищенном от света месте. Избегать загрязнений.

Стабильность

При соблюдении рекомендованного способа хранения калибратор С-реактивного белка универсальный (TruCal CRP U) в невскрытых флаконах стабилен до конца срока годности, обозначенного на этикетке, а после вскрытия не менее трех месяцев. Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению.

Подготовка

Калибратор С-реактивного белка универсальный (TruCal CRP U) поставляется в жидком виде и готов к использованию.

Процедура

Процедура определения изложена в инструкции по применению соответствующего набора реагентов для определения исследуемого анализата.

Прослеживаемость

Значения калибратора С-реактивного белка универсального (TruCal CRP U) производства «DiaSys Diagnostic Systems GmbH», Германия, прослеживаются до референсного материала ERM®-DA474/IFCC.

Аттестованное значение калибратора С-реактивного белка универсального (TruCal CRP U), указанное в паспорте, специфично только для данного лота калибратора.

Производитель

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany

| Наименование, уровень | Номер лота | Срок годности | Калибровочное значение |
|-------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| TruCal CRP U, Уровень 1 | 29443 | 2022-07-03 | 0,845 мг/дл (8,45 мг/л) |
| TruCal CRP U, Уровень 2 | 29444 | 2022-07-03 | 2,045 мг/дл (20,45 мг/л) |
| TruCal CRP U, Уровень 3 | 29445 | 2022-07-03 | 10,0 мг/дл (100 мг/л) |
| TruCal CRP U, Уровень 4 | 29446 | 2022-07-03 | 20,0 мг/дл (200 мг/л) |
| TruCal CRP U, Уровень 5 | 29447 | 2022-07-03 | 35,0 мг/дл (350 мг/л) |