

TruLab L Level 2

LOT 30762

Cat. No. 5 9030 99 10 065 (1 x 3 mL)

ВНИМАНИЕ!
Уточняйте паспортные значения
на www.diaconlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39



2024-02-29



Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 2

Short Name / Analyte	Method	Reagent ID	Value	Range	Unit
APOA1	Immunoturbidimetric	1 7102	203	162 - 244	mg/dL
Apolipoprotein A1	Иммунотурбидиметрический		2,03	1,62 - 2,44	g/L
Аполипопротеин А1					
APOB	Immunoturbidimetric	1 7112	157	125 - 188	mg/dL
Apolipoprotein B	Иммунотурбидиметрический		1,57	1,25 - 1,88	g/L
Аполипопротеин В					
CHOL	CHOD-PAP	1 1300 +	289	248 - 329	mg/dL
Cholesterol		1 1350	7,47	6,42 - 8,51	mmol/L
Общий холестерин			2,89	2,48 - 3,29	g/L
HDLC	Immunoinhibition	1 3521	70,9	56,7 - 85,1	mg/dL
HDL-Cholesterol	Иммуноингибирование		1,83	1,47 - 2,20	mmol/L
Холестерин ЛПВП			0,709	0,567 - 0,851	g/L
	Direct, colorimetric	1 3561	71,3	57,0 - 85,5	mg/dL
	Прямой, колориметрический		1,84	1,47 - 2,21	mmol/L
			0,713	0,570 - 0,855	g/L
	CHOD-PAP Precipitant	1 1300 +	62,7	50,1 - 75,2	mg/dL
	с осаждением	1 3540	1,62	1,30 - 1,95	mmol/L
			0,627	0,501 - 0,752	g/L
LDLC	Homogenous Select, TruCal HDL/LDL	1 4121	158	127 - 190	mg/dL
LDL-Cholesterol	Гомогенный селективный		4,09	3,27 - 4,91	mmol/L
Холестерин ЛПНП			1,58	1,27 - 1,90	g/L
	Direct, colorimetric	1 4131	173	138 - 208	mg/dL
	Прямой, колориметрический		4,47	3,58 - 5,37	mmol/L
			1,73	1,38 - 2,08	g/L
	CHOD-PAP Precipitant	1 1300 +	215	172 - 258	mg/dL
	с осаждением	1 4330	5,56	4,45 - 6,68	mmol/L
			2,15	1,72 - 2,58	g/L
Lp-PLA₂	Colorimetric	1 7181	1076	861 - 1291	U/L
Lipoprotein-associated phospholipase A2	Колориметрический		17,9	14,3 - 21,5	µkat/L
Свободные жирные кислоты					
NEFA	Enzymatic	1 5781	53,8	43,0 - 64,5	mg/dL
Non-esterified fatty acids	Ферментативный		1,90	1,52 - 2,28	mmol/L
Свободные жирные кислоты			0,538	0,430 - 0,645	g/L
PL	Enzymatic	1 5741	313	250 - 375	mg/dL
Phospholipids	Ферментативный		4,03	3,23 - 4,84	mmol/L
Фосфолипиды			3,13	2,50 - 3,75	g/L
TRIG	GPO-PAP	1 5760	265	212 - 318	mg/dL
Triglycerides		1 5710	2,99	2,39 - 3,59	mmol/L
Триглицериды			2,65	2,12 - 3,18	g/L



DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany
www.diasys-diagnostics.com