

TruLab Urine

LOT 30531



Level 2

Cat. No. 5 9180 99 10 061 (6 x 5 mL)

ВНИМАНИЕ!
Уточняйте паспортные значения
на www.diakonlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39



2022-09-30



Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 1

Short Name / Analyte	Method	Reagent ID	Value	Range	Unit
ALB	Immunoturbidimetric	1 0242	53,8	38,7 - 68,8	mg/L
Microalbumin	Иммунотурбидиметрия		5,38	3,87 - 6,88	mg/dL
Микроальбумин					
AMY	EPS G-7	1 0501	199	160 - 239	U/L
Amylase			3,32	2,66 - 3,99	µkat/L
α-Амилаза					
BUN	Urease UV	1 3101	775	574 - 977	mg/dL
Urea N	Уреаза UV		276	205 - 276	mmol/L
BUN					
CA	Arsenazo	1 1130	2,68	2,22 - 3,13	mmol/L
Calcium	Арсеназо		10,7	8,90 - 12,6	mg/dL
Кальций	Phosphonazo	1 1181	2,83	2,35 - 3,31	mmol/L
	Фосфаназо		11,4	9,43 - 13,3	mg/dL
CL	BM 6010/C Indirect ISE	980132	173	149 - 197	mmol/L
Chloride			614	528 - 699	mg/dL
Хлориды					
CREA	Jaffé, without compensation	1 1711	149	113 - 185	mg/dL
Creatinine	Яффе без компенсации		13,2	10,0 - 16,3	mmol/L
Креатинин	Enzymatic PAP	1 1759	153	116 - 190	mg/dL
	Ферментативный		13,5	10,3 - 16,8	mmol/L
D	Refractrometer				
Specific Gravity	Рефрактометр		1,02	1,01 - 1,04	
Удельный вес					
GLUC	GOD-PAP	1 2500 +	276	215 - 337	mg/dL
Glucose	Глюкозооксидазный	1 2550	15,3	12,0 - 18,7	mmol/L
Глюкоза	HK/G6P-DH	1 2511	272	212 - 332	mg/dL
	Гексокиназный		15,1	11,8 - 18,4	mmol/L
hCG					
Human Chorionic Gonadotropin				Positive	
ХГЧ (качественный)				Положительный	
K	BM 6010/C Indirect ISE	980131	81,2	67,4 - 95,0	mmol/L
Potassium			317	264 - 371	mg/dL
Калий					
Mg	Xylidyl blue	1 4610	5,10	3,78 - 6,43	mmol/L
Magnesium	Ксилидиновый синий		12,4	9,18 - 15,6	mg/dL
Магний					
Na	BM 6010/C Indirect ISE	980130	184	160 - 208	mmol/L
Sodium			422	367 - 477	mg/dL
Натрий					
OSMO	Freezing point				
Osmolality	Точка замерзания		818	654 - 981	mOsm /kg
Осмолярность					
pH	pH Meter		6,21	5,50 - 6,90	
	pH-метр				
PO3	Molybdate UV, substrate start	1 5211	41,7	32,5 - 50,9	mg/dL
Phosphorus	Молибдат UV, запуск субстратом		13,5	10,5 - 16,4	mmol/L
Фосфор					
TP	Pyrrogallol red	1 0210	60,7	46,1 - 75,3	mg/dL
Total Protein	Пирогаллоловый красный		607	461 - 753	mg/L
Общий белок					
UREA	Urease UV	1 3101	1660	1228 - 2091	mg/dL
Urea	Уреаза UV		276	205 - 348	mmol/L
Мочевина					
UA	TBHA	1 3021	14,3	10,6 - 18,0	mg/dL
Uric Acid			849	628 - 1070	µmol/L
Мочевая кислота	TOOS	1 3001	14,2	10,5 - 17,9	mg/dL
			843	624 - 1062	µmol/L



DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany
www.diasys-diagnostics.com