

Анализатор InnovaStar

Технические характеристики

Параметр	Значение
Принцип измерения	фотометр с термостатируемой проточной измерительной ячейкой
Параметры	гликозилированный гемоглобин
Типы образцов	цельная кровь — венозная и капиллярная
Объем образца	10 мкл
Коэффициент вариации	менее 3%
Время получения результата	7 минут
Реагенты	готовые жидкие стабильные дозированные реагенты в одноразовых картриджах
Калибровка	по параметрической карте
Принтер	внешний термопринтер
Память	50 тестов
Габариты, мм (В × Д × Ш)	150 × 170 × 200
Масса, кг	4