

Анализатор Swelab Alfa Plus Sampler BD AR

Технические характеристики

Параметр	Значение
Производительность	более 60 образцов в час
Определяемые параметры	22 параметра
Лейкоцитарные параметры	WBC, LYM#, LYM%, GRAN#, GRAN%, MID#, MID%
Эритроцитарные параметры	RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW#, RDW%
Концентрация гемоглобина	HGB
Тромбоцитарные параметры	PLT, MPV, PDW#, PDW%, PCT, LPCR, P-LCC
Объём забора крови	открытая пробирка: ≤ 110 мкл цельной (венозной или капиллярной) крови; предварительно разведенная кровь — 20 мкл; микрокапиллярный адаптер — 20 мкл; автоматическая подача вакуумной пробирки: ≤ 300 мкл цельной венозной крови
Система дозирования	поворотный клапан
Память хранения данных	50 000 результатов

