

TruLab L Level 1**LOT 29253**

Cat. No. 5 9020 99 10 065 (1 x 3 mL)

ВНИМАНИЕ!
Уточняйте паспортные значения
на www.diaconlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39



2023-04-30

Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 2

Short Name / Analyte	Method	Reagent ID	Value	Range	Unit
APOA1	Immunoturbidimetric	1 7102	114	91 - 137	mg/dL
Apolipoprotein A1	Иммунотурбидиметрический		1,14	0,91 - 1,37	g/L
Аполипопротеин А1					
APOB	Immunoturbidimetric	1 7112	81,9	65,5 - 98,3	mg/dL
Apolipoprotein B	Иммунотурбидиметрический		0,819	0,655 - 0,983	g/L
Аполипопротеин В					
CHOL	CHOD-PAP	1 1300 +	139	120 - 159	mg/dL
Cholesterol		1 1350	3,60	3,10 - 4,11	mmol/L
Общий холестерин			1,39	1,20 - 1,59	g/L
F-CHOL				not assayed	
Свободный холестерин					
HDLС	Immuno-inhibition	1 3521	29,9	23,9 - 35,8	mg/dL
HDL-Cholesterol	Иммуноингибирование		0,772	0,618 - 0,927	mmol/L
Холестерин ЛПВП			0,299	0,239 - 0,358	g/L
	Direct, colorimetric	1 3561	23,5	18,8 - 28,2	mg/dL
	Прямой, колориметрический		0,608	0,486 - 0,729	mmol/L
			0,235	0,188 - 0,282	g/L
	CHOD-PAP Precipitant	1 1300 +	24,7	19,8 - 29,7	mg/dL
	с осаждением	1 3540	0,640	0,512 - 0,768	mmol/L
			0,247	0,198 - 0,297	g/L
LDLC	Homogenous Select, TruCal HDL/LDL	1 4121	87,8	70,2 - 105	mg/dL
LDL-Cholesterol	Гомогенный селективный		2,27	1,82 - 2,72	mmol/L
Холестерин ЛПНП			0,878	0,702 - 1,05	g/L
	CHOD-PAP Precipitant	1 1300 +	102	81,3 - 122	mg/dL
	с осаждением	1 4330	2,63	2,10 - 3,15	mmol/L
			1,02	0,813 - 1,22	g/L
Lp-PLA₂	Enzymatic	1 7181	269	215 - 322	U/L
Lipoprotein-associated phospholipase A2	Ферментативный		4,48	3,58 - 5,37	μkat/L
Липопротеин-ассоциированная фосфолипаза А2 (ЛП-ФЛА2)					
NEFA	Enzymatic	1 5781	11,5	9,24 - 13,9	mg/dL
Non-esterified fatty acids	Ферментативный		0,409	0,327 - 0,490	mmol/L
Свободные жирные кислоты			0,115	0,092 - 0,139	g/L
PL	Enzymatic	1 5741	204	164 - 245	mg/dL
Phospholipids	Ферментативный		2,64	2,11 - 3,17	mmol/L
Фосфолипиды			2,04	1,64 - 2,45	g/L
TRIG	GPO-PAP	1 5760	90,1	72,1 - 108,1	mg/dL
Triglycerides		1 5710	1,01	0,811 - 1,22	mmol/L
Триглицериды			0,901	0,721 - 1,08	g/L



DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany
www.diasys-diagnostics.com