

TruLab Protein Level 1 LOT 29261

Cat. No. 5 9500 99 10 046 (3 x 1 mL)

ВНИМАНИЕ!
Уточняйте паспортные значения
на www.diakonlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39



2023-03-31



Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 2

Short Name / Analyte	Method	Reagent ID	Value	Range	Unit
ALB Microalbumin Альбумин (микроальбумин)	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 0242	2034 20,3	1566 - 2502 15,7 - 25,0	mg/dL g/L
ASO Antistreptosylin O Антистрептолизин O	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7012	159	127 - 191	IU/mL
C3c Complement C3c Комплемент C3c	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 1802	69,9 0,699	55,9 - 83,9 0,559 - 0,839	mg/dL g/L
C4 Complement C4 Комплемент C4	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 1812	15,0 0,150	12,0 - 18,0 0,120 - 0,180	mg/dL g/L
CRP C-reactive protein С-реактивный белок	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7002	1,36 13,6	0,993 - 1,73 9,93 - 17,3	mg/dL mg/L
	Immunoturbidimetric Particle enhanced, U-Application Усиление частиц, для универсального применения CRP U-hs	1 7045	1,38 13,8	1,01 - 1,76 10,1 - 17,6	mg/dL mg/L
FERR Ferritin Ферритин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7059	51,5	37,0 - 65,9	ng/mL µg/L
IgA Immunoglobulin A Иммуноглобулин A	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7202	132 1,32	101 - 164 1,01 - 1,64	mg/dL g/L
IgE Immunoglobulin E Иммуноглобулин E	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7239	76,3	61,0 - 91,5	IU/mL
IgG Immunoglobulin G Иммуноглобулин G	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7212	722 7,22	578 - 867 5,78 - 8,67	mg/dL g/L
IgM Immunoglobulin M Иммуноглобулин M	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7222	87,0 0,870	62,6 - 111 0,626 - 1,11	mg/dL g/L
MYO Myoglobin Миоглобин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7098	66,3	53,0 - 79,5	ng/mL µg/L
PALB Prealbumin Преальбумин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 0292	16,6 0,166	13,3 - 19,9 0,133 - 0,199	mg/dL g/L
RF Rheumatoid Factor Ревматоидный фактор	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7022	39,5	31,6 - 47,4	IU/mL
TRF Transferrin Трансферрин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7252	131 1,31	105 - 158 1,05 - 1,58	mg/dL g/L
AATRYP a-1-Antitrypsin Альфа1-антитрипсин				not assayed	

TruLab Protein Level 1**LOT****29261**

Cat. No. 5 9500 99 10 046 (3 x 1 mL)

ВНИМАНИЕ!
Уточняйте паспортные значения
на www.diakonlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39



2023-03-31

Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 2

Short Name / Analyte	Method	Reagent ID	Value	Range	Unit
AMACG			not assayed		
a-2-Macroglobulin Альфа2-макроглобулин					
BMICG			not assayed		
b-2-Microglobulin Бета2-микроглобулин					
CPLAS			not assayed		
Ceruloplasmin Церулоплазмин					
Cys C			not assayed		
Cystatin C Цистатин C					
HAPG			not assayed		
Haptoglobin Гаптоглобин					
KAPPA			not assayed		
Kappa Light Chain Каппа легкие цепи иммуноглобулина G					
LAMBDA			not assayed		
Lambda Light Chain Лямбда легкие цепи иммуноглобулина G					



DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany
www.diasys-diagnostics.com