

TruLab L Level 2

LOT 29254

Cat. No. 5 9030 99 10 065 (1 x 3 mL)

ВНИМАНИЕ!
Уточняйте паспортные значения
на www.diaconlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39



2023-04-30



Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 2

Short Name / Analyte	Method	Reagent ID	Value	Range	Unit
APOA1	Immunoturbidimetric	1 7102	175	140 - 210	mg/dL
Apolipoprotein A1	Иммунотурбидиметрический		1,75	1,40 - 2,10	g/L
Аполипопротеин А1					
APOB	Immunoturbidimetric	1 7112	128	102 - 154	mg/dL
Apolipoprotein B	Иммунотурбидиметрический		1,28	1,02 - 1,54	g/L
Аполипопротеин В					
CHOL	CHOD-PAP	1 1300 +	233	201 - 266	mg/dL
Cholesterol		1 1350	6,03	5,19 - 6,88	mmol/L
Общий холестерин			2,33	2,01 - 2,66	g/L
F-CHOL				not assayed	
Свободный холестерин					
HDLC	Immunoinhibition	1 3521	55,0	44,0 - 65,9	mg/dL
HDL-Cholesterol	Иммуноингибирование		1,42	1,14 - 1,71	mmol/L
Холестерин ЛПВП			0,550	0,440 - 0,659	g/L
	Direct, colorimetric	1 3561	52,2	41,8 - 62,6	mg/dL
	Прямой, колориметрический		1,35	1,08 - 1,62	mmol/L
			0,522	0,418 - 0,626	g/L
	CHOD-PAP Precipitant	1 1300 +	51,7	41,3 - 62,0	mg/dL
	с осаджением	1 3540	1,34	1,07 - 1,60	mmol/L
			0,517	0,413 - 0,620	g/L
LDLC	Homogenous Select, TruCal HDL/LDL	1 4121	135	108 - 162	mg/dL
LDL-Cholesterol	Гомогенный селективный		3,48	2,79 - 4,18	mmol/L
Холестерин ЛПНП			1,35	1,08 - 1,62	g/L
	CHOD-PAP Precipitant	1 1300 +	161	129 - 193	mg/dL
	с осаджением	1 4330	4,16	3,33 - 4,99	mmol/L
			1,61	1,29 - 1,93	g/L
Lp-PLA₂	Enzymatic	1 7181	961	769 - 1153	U/L
Lipoprotein-associated phospholipase A2	Ферментативный		16,0	12,8 - 19,2	μkat/L
Липопротеин-ассоциированная фосфолипаза А2 (ЛП-ФЛА2)					
NEFA	Enzymatic	1 5781	51,4	41,1 - 61,7	mg/dL
Non-esterified fatty acids	Ферментативный		1,82	1,46 - 2,18	mmol/L
Свободные жирные кислоты			0,514	0,411 - 0,617	g/L
PL	Enzymatic	1 5741	281	225 - 337	mg/dL
Phospholipids	Ферментативный		3,62	2,90 - 4,35	mmol/L
Фосфолипиды			2,81	2,25 - 3,37	g/L
TRIG	GPO-PAP	1 5760	238	191 - 286	mg/dL
Triglycerides		1 5710	2,68	2,15 - 3,22	mmol/L
Триглицериды			2,38	1,91 - 2,86	g/L



DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany
www.diasys-diagnostics.com