

BMG Control Low

Контрольная сыворотка бета2-микроглобулина (низкий уровень)

Назначение

Точная контрольная сыворотка для определения β 2-микроглобулина (BMG) в сыворотке и моче методами турбидиметрии и нефелометрии.

Состав

Контрольная сыворотка представляет собой очищенный β 2-микроглобулин, разведённый нормальной человеческой сывороткой.

Консерванты: азид натрия, 0,095 % (по весу).

Упаковка

1 × 1 мл Кат. №: BMG/COL-001

Готова к использованию.

Условия хранения и срок годности

Хранить при +2 – +8°C. Срок годности указан на ярлыке.

После вскрытия флакона сыворотка должна быть использована в течение 6 недель. После отбора порции сыворотки флакон плотно закрыть и хранить при +2 – +8°C.

Не замораживать!

№ Лота	Годен до:	Номинальное значение, мг/л	Допустимый диапазон, мг/л
AL04218	2022 - 10	1,46	1,17 – 1,75

Изготовитель

“Aptec Diagnostics nv” Industriepark-West 42C,
Sint-Niklaas, 9100, Belgium (Бельгия)