

CONTROL DATA SHEET

Current target values
 Gültige Sollwerte
 Valeurs théoriques actuelles
 Valores teóricos válidos
 Valori teorici validi
 Güncel hedef değerler

PATHFAST Presepsin Control (Product No. PF0201C)

Batch Code Chargennummer Código de lote Codice Lotto Numéro de lot Toplu Kodu	Level Konz. Niveau Nivel Livello Düzeyi	Mean Mittelwert Media Media Moyenne Demek	Range Bereich Intervalo Intervallo Intervalle Aralığı	Units Maßeinheit Unidad Unità Unité Birimleri
T509	CTL-1	597	418 - 777	pg/mL
	CTL-2	2169	1518 - 2820	pg/mL
O610	CTL-1	586	410 - 762	pg/mL
	CTL-2	1857	1300 - 2414	pg/mL
O611	CTL-1	586	410 - 762	pg/mL
	CTL-2	1857	1300 - 2414	pg/mL
M712	CTL-1	644	451 - 837	pg/mL
	CTL-2	2032	1423 - 2642	pg/mL
I713	CTL-1	661	463 - 860	pg/mL
	CTL-2	2125	1488 - 2763	pg/mL