

TruLab N

LOT 35531



Cat. No. 5 9000 99 10 061 (6 x 5 mL)

ВНИМАНИЕ!
Уточняйте паспортные значения
на www.diaconlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39



2026-10-31



Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 2

Short Name / Analyte Аналит	Method Метод	Reagent ID ID реагента	Value Значение	Range Диапазон	Unit Единицы
ALB Albumin Альбумин	Bromcresol green Бромкрезоловый зеленый	1 0220	3,76 37,6	2,89 - 4,62 28,9 - 46,2	g/dL g/L
AP Alkaline phosphatase Фосфатаза щелочная	IFCC 37°C	1 0441	64,7 1,08	48,5 - 80,9 0,809 - 1,35	U/L μkat/L
	DGKC 1970 37°C	1 0401	121 2,02	91,0 - 152 1,52 - 2,53	U/L μkat/L
ALT/GPT Alanine aminotransferase Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	IFCC, with pyridoxal phosphate 37°C с пиридоксальфосфатом	1 2701 + 2 5010	48,7 0,812	37,5 - 60,0 0,626 - 0,999	U/L μkat/L
	without pyridoxal phosphate 37°C без пиридоксальфосфата	1 2701	48,6 0,810	37,4 - 59,8 0,624 - 0,996	U/L μkat/L
AST/GOT Aspartate aminotransferase Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	IFCC, with pyridoxal phosphate 37°C с пиридоксальфосфатом	1 2601 + 2 5010	41,6 0,693	32,0 - 51,2 0,534 - 0,853	U/L μkat/L
	without pyridoxal phosphate 37°C без пиридоксальфосфата	1 2601	40,0 0,666	30,8 - 49,2 0,513 - 0,819	U/L μkat/L
AMY Amylase α-Амилаза	EPS G-7	1 0501	66,7 1,11	53,3 - 80,0 0,889 - 1,33	U/L μkat/L
PAMY Pancreatic amylase Панкреатическая амилаза	EPS G-7	1 0551	26,6 0,444	21,3 - 32,0 0,355 - 0,533	U/L μkat/L
APOA1 Apolipoprotein A1 Аполипопротеин A1	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7102	141 1,41	113 - 169 1,13 - 1,69	mg/dL g/L
APOB Apolipoprotein B Аполипопротеин B	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7112	74,6 0,746	59,7 - 89,5 0,597 - 0,895	mg/dL g/L
BILE Total Bile Acids Общие желчные кислоты	Enzymatic cycling method Ферментативный циклический метод	1 2238	9,29	7,43 - 11,1	μmol/L
DBIL Direct Bilirubin Билирубин прямой	DCA ДХА	1 0821	0,804 13,8	0,595 - 1,01 10,2 - 17,3	mg/dL μmol/L
	Jendrassik-Grof Йендрашека-Грофа	1 0849	1,09 18,6	0,807 - 1,37 13,8 - 23,5	mg/dL μmol/L
TBIL Total Bilirubin Билирубин общий	DCA ДХА	1 0811	1,40 24,0	1,04 - 1,77 17,8 - 30,3	mg/dL μmol/L
	Jendrassik-Grof Йендрашека-Грофа	1 0849	1,64 28,0	1,21 - 2,06 20,7 - 35,3	mg/dL μmol/L
CA Calcium Кальций	Arsenazo Арсеназо	1 1130	2,18 8,72	1,94 - 2,41 7,76 - 9,68	mmol/L mg/dL
	Phosphonazo Фосфаназо	1 1181	2,26 9,06	2,01 - 2,51 8,07 - 10,1	mmol/L mg/dL
CL Chloride Хлориды	Colorimetric Колориметрический	1 1221	103 365	93,8 - 112 332 - 398	mmol/L mg/dL
	Thiocyanate C тиоцианатом ртути		107,2	97,6 - 116,9	mmol/L
CHOL Cholesterol Холестерин	CHOD-PAP	1 1300	145 3,75	125 - 166 3,23 - 4,28	mg/dL mmol/L

TruLab N

LOT 35531



Cat. No. 5 9000 99 10 061 (6 x 5 mL)

ВНИМАНИЕ!
Уточняйте паспортные значения
на www.diaconlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39



2026-10-31



Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 2

Short Name / Analyte Аналит	Method Метод	Reagent ID ID реагента	Value Значение	Range Диапазон	Unit Единицы
CHE Cholinesterase Холинэстераза	Butyrylthiocholin Бутирилтиохолиновый	1 1401	6195 103	5080 - 7310 84,7 - 122	U/L μkat/L
CK Creatine kinase Креатинкиназа	DGKC, IFCC 37°C	1 1601	141 2,35	113 - 169 1,88 - 2,82	U/L μkat/L
CKMB Creatine kinase Креатинкиназа МБ	mAK, Immunological method, 37°C Иммунологический метод	1 1641	31,9 0,531	25,5 - 38,3 0,425 - 0,638	U/L μkat/L
CREA Creatinine Креатинин	Jaffé, without compensation Яффе без компенсации	1 1711	1,49 131	1,16 - 1,81 103 - 160	mg/dL μmol/L
	Jaffé, with compensation Яффе с компенсацией	1 1711	1,37 121	1,07 - 1,67 94,3 - 148	mg/dL μmol/L
	Enzymatic PAP Ферментативный	1 1759	1,33 118	1,04 - 1,63 91,9 - 144	mg/dL μmol/L
GGT γ-Glutamyltransferase Гамма-ГТ	IFCC, DGKC 1994 37°C	1 2801	28,1 0,468	21,9 - 34,2 0,365 - 0,571	U/L μkat/L
	Szasz 37°C Зейца Персиджина	1 2801	24,8 0,414	19,4 - 30,3 0,323 - 0,505	U/L μkat/L
GLDH Glutamat dehydrogenase Глутаматдегидрогеназа	DGKC 1970 37°C	1 2411	13,2 0,220	10,6 - 15,9 0,176 - 0,264	U/L μkat/L
GLUC Glucose Глюкоза	GOD-PAP Глюкозооксидазный	1 2500	88,8 4,93	74,6 - 103 4,14 - 5,72	mg/dL mmol/L
	HK/G6P-DH Гексокиназный	1 2511	88,9 4,93	74,6 - 103 4,14 - 5,72	mg/dL mmol/L
	Gluc-DH	1 2531	not assayed not assayed		mg/dL mmol/L
	Amperometric Амперометрический	Biosensor	90,0 5,00	75,6 - 104 4,20 - 5,80	mg/dL mmol/L
HBDH α-Hydroxybutyrate dehydro. α-ГБДГ	DGKC 37°C	1 3201	127 2,12	102 - 153 1,70 - 2,54	U/L μkat/L
HDLC HDL-Cholesterol Холестерин ЛПВП	Immunoinhibition Иммуноингибирование	1 3521	44,6 1,15	35,7 - 53,5 0,923 - 1,38	mg/dL mmol/L
	Direct, colorimetric Прямой, колориметрический	1 3561	45,7 1,18	36,5 - 54,8 0,945 - 1,42	mg/dL mmol/L
HBUT β-Hydroxybutyrate β-Гидроксibuтират	β-HBDH / Diaphorase 37°C	1 3701	0,311 3,23	0,248 - 0,373 2,59 - 3,88	mmol/L mg/dL
	β-HBDH 37°C	1 3711	0,308 3,21	0,247 - 0,370 2,57 - 3,85	mmol/L mg/dL
IgA Immunoglobulin A Иммуноглобулин А	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7202	186 1,86	142 - 231 1,42 - 2,31	mg/dL g/L
IgE Immunoglobulin E Иммуноглобулин Е	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7239	81,3 195	65,0 - 97,5 156 - 234	IU/mL ng/mL

TruLab N

LOT 35531



Cat. No. 5 9000 99 10 061 (6 x 5 mL)

ВНИМАНИЕ!
Уточняйте паспортные значения
на www.diaconlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39



2026-10-31




Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 2

Short Name / Analyte Аналит	Method Метод	Reagent ID ID реагента	Value Значение	Range Диапазон	Unit Единицы
IgG Immunoglobulin G Иммуноглобулин G	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7212	898 8,98	718 - 1077 7,18 - 10,8	mg/dL g/L
IgM Immunoglobulin M Иммуноглобулин M	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7222	87,2 0,872	62,8 - 112 0,628 - 1,12	mg/dL g/L
FE Iron Железо	Ferene Ферен	1 1911	81,3 14,6	69,9 - 92,7 12,5 - 16,6	µg/dL µmol/L
LACT Lactate Лактат	LDH UV	1 4001	12,5 1,39	9,91 - 15,2 1,10 - 1,68	mg/dL mmol/L
	Amperometric Амперометрический	Biosensor	13,6 1,51	10,7 - 16,4 1,19 - 1,82	mg/dL mmol/L
LDH Lactate dehydrogenase Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)	IFCC, DGKC 1994 37°C	1 4211	not assayed not assayed		U/L µkat/L
	DGKC opt. 1970 37°C	1 4201	252 4,20	207 - 297 3,44 - 4,96	U/L µkat/L
	IFCC, modified	1 4251	156 2,60	128 - 184 2,13 - 3,06	U/L µkat/L
LDLC LDL-Cholesterol Холестерин ЛПНП	Homogenous Select Гомогенный селективный	1 4121	81,9 2,12	65,5 - 98,2 1,69 - 2,54	mg/dL mmol/L
	Direct, colorimetric Прямой, колориметрический	1 4131	83,9 2,17	67,1 - 101 1,74 - 2,60	mg/dL mmol/L
LPS Lipase Липаза	Colorimetric Колориметрический	1 4321	51,2 0,853	40,9 - 61,4 0,682 - 1,02	U/L µkat/L
MG Magnesium Магний	Xylidyl blue Ксилидиновый синий	1 4610	0,837 2,03	0,703 - 0,971 1,71 - 2,36	mmol/L mg/dL
PL Phospholipids Фосфолипиды	Enzymatic Ферментативный	1 5741	164 2,11	131 - 197 1,69 - 2,53	mg/dL mmol/L
PO3 Phosphorus Фосфор	Molybdate UV, substrate start Молибдат УФ, запуск субстратом	1 5211	2,86 0,922	2,34 - 3,37 0,756 - 1,09	mg/dL mmol/L
	Molybdate UV, sample start Молибдат УФ, запуск образцом	1 5211	2,90 0,937	2,38 - 3,42 0,768 - 1,11	mg/dL mmol/L
K Potassium Калий	Enzymatic Ферментативный	1 5221	4,46	4,06 - 4,86	mmol/L
			17,4	15,9 - 19,0	mg/dL
Na Sodium Натрий	Enzymatic Ферментативный	1 4808	132	124 - 140	mmol/L
			304	286 - 322	mg/dL
TP Total Protein Белок общий	Biuret Биуретовый	1 2311	5,98	5,32 - 6,64	g/dL
			59,8	53,2 - 66,4	g/L
TRF Transferrin Трансферрин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7252	230 2,30	184 - 276 1,84 - 2,76	mg/dL g/L

TruLab N

LOT 35531



Cat. No. 5 9000 99 10 061 (6 x 5 mL)

ВНИМАНИЕ!
Уточняйте паспортные значения
на www.diaconlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39



2026-10-31



Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 2

Short Name / Analyte Аналит	Method Метод	Reagent ID ID реагента	Value Значение	Range Диапазон	Unit Единицы
TRIG Triglycerides Триглицериды	GPO-PAP	1 5710	80,7 0,909	66,2 - 95,2 0,745 - 1,07	mg/dL mmol/L
UIBC Unsat. Iron Binding Cap. НЖСС	Ferene Ферен	1 1921	252 45,1	202 - 302 36,1 - 54,2	µg/dL µmol/L
UREA Urea Мочевина	Urease UV Уреазный УФ (кинетика)	1 3101	29,7 4,94	23,2 - 36,2 3,86 - 6,03	mg/dL mmol/L
	Colorimetric, Berthelot Колориметрический, Бертло	1 3115	34,5 5,75	26,9 - 42,1 4,48 - 7,01	mg/dL mmol/L
UA Uric Acid Мочевая кислота	ТВНВА	1 3021	4,67 278	4,01 - 5,32 239 - 316	mg/dL µmol/L
	TOOS	1 3001	4,79 285	4,12 - 5,46 245 - 325	mg/dL µmol/L



DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany
www.diasys-diagnostics.com

**Приложение к паспорту значений Контрольная сыворотка «Норма» (TruLab N)
для реагентов ДиаС, ДДС, DiaSys**

Уточняйте паспортные значения по телефону горячей линии: **8-800-200-63-39**,
по электронной почте **sale@diakonlab.ru** или на сайте **www.diakonlab.ru**

Аналит	Ед.	Метод	TruLab N Lot № 35531 Exp. 2026-10-31				
			Знач.	Диапазон		СО	
α-Амилаза	Е/л	EPS G-7 (ДиаС, ДДС)	66,7	53,3	-	80,0	4,4
α-ГБДГ	Е/л	DGKC 37 °C (DiaSys)	127	102	-	153	8,5
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	Е/л	Без пиридоксальфосфата (ДиаС, ДДС)	48,6	37,4	-	59,8	3,7
Альбумин	г/л	Бромкрезоловый зеленый (ДиаС, ДДС)	37,6	28,9	-	46,2	2,88
Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	Е/л	Без пиридоксальфосфата (ДиаС, ДДС)	40,0	30,8	-	49,2	3,1
Белок общий	г/л	Биуретовый (ДиаС, ДДС)	59,8	53,2	-	66,4	2,19
Билирубин общий	мкмоль/л	ДХА (ДиаС, ДДС)	24,0	17,8	-	30,3	2,09
Билирубин прямой	мкмоль/л	ДХА (ДиаС)	13,8	10,2	-	17,3	1,18
		Йендрашека-Грофа (ДДС)	18,6	13,8	-	23,5	1,62
Гамма-ГТ	Е/л	Зейца Персиджина (ДиаС, ДДС)	24,8	19,4	-	30,3	1,82
		IFCC 37 °C (ДиаС, ДДС)	28,1	21,9	-	34,2	2,10
Глутаматдегидрогеназа	Е/л	DGKC 1970 37 °C (DiaSys)	13,2	10,6	-	15,9	0,89
Глюкоза	ммоль/л	Глюкозооксидазный (ДДС, ДиаС)	4,93	4,14	-	5,72	0,26
		Амперометрический	5,00	4,20	-	5,80	0,27
		Гексокиназный (DiaSys)	4,93	4,14	-	5,72	0,26
Железо	мкмоль/л	Ферен (ДиаС)	14,6	12,5	-	16,6	0,680
Калий	ммоль/л	ISE indirect (BM, CA800)	3,78	3,44	-	4,13	0,11
		ISE direct	3,92	3,57	-	4,28	0,12
Кальций	ммоль/л	Ферментативный (ДДС)	4,46	4,06	-	4,86	0,13
		Арсенazo (ДиаС)	2,18	1,94	-	2,41	0,080
		Фосфаназо (DiaSys)	2,26	2,01	-	2,51	0,083
		ОКФ (ДДС, только для полуавтоматов)	2,44	2,17	-	2,71	0,090
Креатинин	мкмоль/л	Ферментативный (DiaSys)	118	91,9	-	144	8,64
		Яффе без компенсации (ДДС, ДиаС)	131	103	-	160	9,6
		Яффе с компенсацией (ДДС, ДиаС)	121	94,3	-	148	8,9
		DGKC, IFCC 37 °C	141	113	-	169	9,4
Креатинкиназа	Е/л	Иммунологический метод	31,9	25,5	-	38,3	2,13
Креатинкиназа МБ	Е/л	Иммунологический метод	31,9	25,5	-	38,3	2,13
Лактат	ммоль/л	LDH UV (DiaSys)	1,39	1,10	-	1,68	0,097
	ммоль/л	Амперометрический	1,51	1,19	-	1,82	0,105
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)	Е/л	IFCC, DGKC 1994 37 °C (ДиаС, ДДС)	not assayed				
		DGKC opt. 1970 37 °C (ДиаС, ДДС)	252	207	-	297	15,1
Липаза	Е/л	Колориметрический (DiaSys)	51,2	40,9	-	61,4	3,41
Магний	ммоль/л	Ксидиновый синий (DiaSys)	0,837	0,703	-	0,971	0,045
Мочевая кислота	мкмоль/л	TOOS (ДиаС)	285	245	-	325	13,3
		ТВНВА (ДДС)	278	239	-	316	13,0
Мочевина	ммоль/л	Уреазный УФ (кинетика) (ДиаС)	4,94	3,86	-	6,03	0,36
		Колориметрический, Бергло (ДДС)	5,75	4,48	-	7,01	0,42
Натрий	ммоль/л	ISE indirect (BM, CA800)	136	128	-	144	2,7
		ISE direct	143	135	-	152	2,9
		Ферментативный (ДДС)	132	124	-	140	2,7
НЖСС	мкмоль/л	Ферен (DiaSys)	45,1	36,1	-	54,2	3,01
Панкреатическая амилаза	Е/л	EPS G-7 (DiaSys)	26,6	21,3	-	32,0	1,78
Триглицериды	ммоль/л	GPO-PAP (ДиаС, ДДС)	0,909	0,745	-	1,07	0,055
Фосфатаза щелочная	Е/л	DGKC 1970 37 °C (ДиаС, ДДС)	121	91,0	-	152	10,1
		IFCC 37 °C (ДиаС)	64,7	48,5	-	80,9	5,4
Фосфолипиды	ммоль/л	Ферментативный (DiaSys)	2,11	1,69	-	2,53	0,141
Фосфор	ммоль/л	Молибдат УФ, запуск субстратом (биреагент) (ДиаС, ДДС)	0,922	0,756	-	1,09	0,055
	ммоль/л	Молибдат УФ, запуск образцом (монореагент) (ДиаС, ДДС)	0,937	0,768	-	1,11	0,056
Хлориды	ммоль/л	ISE indirect (BM, CA800)	100	91,1	-	109	3,0
		ISE direct	103	93,4	-	112	3,1
		С тиоцианатом ртути (ДиаС, ДДС)	107,2	97,6	-	116,9	3,2
		Колориметрический	103	93,8	-	112	3,1
Холестерин	ммоль/л	CHOD-PAP (ДиаС, ДДС)	3,75	3,23	-	4,28	0,175
Холестерин ЛПВП	ммоль/л	Иммуноингибирование (DiaSys)	1,15	0,923	-	1,38	0,077
		Прямой, колориметрический	1,18	0,945	-	1,42	0,079
Холестерин ЛПНП	ммоль/л	Гомогенный селективный (DiaSys)	2,12	1,69	-	2,54	0,141
		Прямой, колориметрический	2,17	1,74	-	2,60	0,145
Холинэстераза	Е/л	Бутирилтиохолиновый (DiaSys)	6195	5080	-	7310	372