

Анализатор DIRUI H-100

Технические характеристики

Производительность	60 полосок в час, 120 полосок в час
Тестируемые параметры	уробилиноген, билирубин, кетоны, креатинин, кровь, белок, микроальбумин, нитриты, лейкоциты, глюкоза, удельный вес, рН, кальций, аскорбиновая кислота
Длины волн	525, 572, 610 и 660 нм
Объем памяти	На 5000 анализов
Дисплей	жидкокристаллический, 240 x 64
Термопринтер	встроенный
Порты	последовательный порт RS232
Меню	русифицировано
Лоток на одну полоску с устройством для удаления избытка мочи	Есть
Используемые тест-полоски	DIRUI H10, DIRUI H11, DIRUI H11-MA (Microalbumin), DIRUI H13-Cr, DIRUI H14-Ca
Вес	3,9 кг