

TruLab P

LOT 33773

Cat. No. 5 9050 99 10 061 (6 x 5 mL)

ВНИМАНИЕ!
Уточняйте паспортные значения
на www.diakonlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39



2026-03-31




Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 4

Short Name / Analyte Аналит	Method Метод	Reagent ID ID реагента	Value Значение	Range Диапазон	Unit Единицы
ALB Albumin Альбумин	Bromcresol green Бромкрезоловый зеленый	1 0220	5,19 51,9	4,00 - 6,38 40,0 - 63,8	g/dL g/L
AP Alkaline phosphatase Фосфатаза щелочная	IFCC 37°C	1 0441	169 2,81	127 - 211 2,11 - 3,51	U/L μkat/L
	DGKC 1970 37°C	1 0401	264 4,40	198 - 330 3,30 - 5,51	U/L μkat/L
ALT/GPT Alanine aminotransferase Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	IFCC, with pyridoxal phosphate 37°C с пиридоксальфосфатом	1 2701 + 2 5010	115 1,92	88,6 - 142 1,48 - 2,36	U/L μkat/L
	without pyridoxal phosphate 37°C без пиридоксальфосфата	1 2701	115 1,91	88,4 - 141 1,47 - 2,35	U/L μkat/L
AST/GOT Aspartate aminotransferase Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	IFCC, with pyridoxal phosphate 37°C с пиридоксальфосфатом	1 2601 + 2 5010	154 2,57	119 - 190 1,98 - 3,17	U/L μkat/L
	without pyridoxal phosphate 37°C без пиридоксальфосфата	1 2601	150 2,50	116 - 185 1,93 - 3,08	U/L μkat/L
AMY Amylase α-Амилаза	EPS G-7	1 0501	222 3,70	178 - 266 2,96 - 4,44	U/L μkat/L
PAMY Pancreatic amylase Панкреатическая амилаза	EPS G-7	1 0551	111 1,85	88,9 - 133 1,48 - 2,22	U/L μkat/L
APOA1 Apolipoprotein A1 Аполипопротеин A1	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7102	214 2,14	172 - 257 1,72 - 2,57	mg/dL g/L
APOB Apolipoprotein B Аполипопротеин B	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7112	111 1,11	88,4 - 133 0,884 - 1,33	mg/dL g/L
BILE Total Bile Acids Общие желчные кислоты	Enzymatic cycling method Ферментативный циклический метод	1 2238	37,0	29,6 - 44,3	μmol/L
DBIL Direct Bilirubin Билирубин прямой	DCA ДХА	1 0821	1,67 28,6	1,24 - 2,11 21,2 - 36,1	mg/dL μmol/L
	Jendrassik-Grof Йендрашека-Грофа	1 0849	2,65 45,4	1,96 - 3,34 33,6 - 57,1	mg/dL μmol/L
TBIL Total Bilirubin Билирубин общий	DCA ДХА	1 0811	4,67 79,9	3,46 - 5,89 59,1 - 101	mg/dL μmol/L
	Jendrassik-Grof Йендрашека-Грофа	1 0849	4,72 80,7	3,49 - 5,94 59,7 - 102	mg/dL μmol/L
CA Calcium Кальций	Arsenazo Арсеназо	1 1130	3,10 12,4	2,76 - 3,44 11,1 - 13,8	mmol/L mg/dL
	Phosphonazo Фосфаназо	1 1181	3,13 12,6	2,79 - 3,48 11,2 - 13,9	mmol/L mg/dL
CL Chloride Хлориды	Colorimetric Колориметрический	1 1221	137 486	125 - 149 442 - 530	mmol/L mg/dL
	Thiocyanate C тиоцианатом ртути		126,3	114,9 - 137,7	mmol/L
CHOL Cholesterol Холестерин	CHOD-PAP	1 1300 + 1 1350	220 5,70	189 - 251 4,90 - 6,50	mg/dL mmol/L

TruLab P

LOT 33773



Cat. No. 5 9050 99 10 061 (6 x 5 mL)

ВНИМАНИЕ!
Уточняйте паспортные значения
на www.diaconlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39



2026-03-31




Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 4

Short Name / Analyte Аналит	Method Метод	Reagent ID ID реагента	Value Значение	Range Диапазон	Unit Единицы
CHE Cholinesterase Холинэстераза	Butyrylthiocholin Бутирилтиохолиновый	1 1401	8958 149	7346 - 10571 122 - 176	U/L μkat/L
CK Creatine kinase Креатинкиназа	DGKC, IFCC 37°C	1 1601	223 3,71	178 - 267 2,97 - 4,45	U/L μkat/L
CKMB Creatine kinase Креатинкиназа МБ	mAK, Immunological method, 37°C Иммунологический метод	1 1641	49,9 0,831	39,9 - 59,9 0,665 - 0,998	U/L μkat/L
CREA Creatinine Креатинин	Jaffé, without compensation Яффе без компенсации	1 1711	5,04 445	3,93 - 6,14 347 - 543	mg/dL μmol/L
	Jaffé, with compensation Яффе с компенсацией	1 1711	5,30 468	4,13 - 6,46 365 - 571	mg/dL μmol/L
	Enzymatic PAP Ферментативный	1 1759	5,19 459	4,05 - 6,33 358 - 560	mg/dL μmol/L
GGT γ-Glutamyltransferase Гамма-ГТ	IFCC, DGKC 1994 37°C	1 2801	95,6 1,59	74,5 - 117 1,24 - 1,94	U/L μkat/L
	Szasz 37°C Зейца Персиджина	1 2801	84,5 1,41	65,9 - 103 1,10 - 1,72	U/L μkat/L
GLDH Glutamat dehydrogenase Глутаматдегидрогеназа	DGKC 1970 37°C	1 2411	24,1 0,402	19,3 - 28,9 0,321 - 0,482	U/L μkat/L
GLUC Glucose Глюкоза	GOD-PAP Глюкозооксидазный	1 2500 + 1 2550	288 16,0	242 - 334 13,4 - 18,6	mg/dL mmol/L
	HK/G6P-DH Гексокиназный	1 2511	286 15,9	240 - 332 13,3 - 18,4	mg/dL mmol/L
	Gluc-DH	1 2531	* *	* - * * - *	mg/dL mmol/L
	Amperometric Амперометрический	Biosensor	315 17,5	265 - 366 14,7 - 20,3	mg/dL mmol/L
HBDH α-Hydroxybutyrate dehydro. α-ГБДГ	DGKC 37°C	1 3201	246 4,11	197 - 296 3,29 - 4,93	U/L μkat/L
HDL HDL-Cholesterol Холестерин ЛПВП	Immunoinhibition Иммуноингибирование	1 3521	59,7 1,54	47,7 - 71,6 1,23 - 1,85	mg/dL mmol/L
	Direct, colorimetric Прямой, колориметрический	1 3561	66,5 1,72	53,2 - 79,8 1,38 - 2,06	mg/dL mmol/L
HBUT β-Hydroxybutyrate β-Гидроксibuтират	β-HBDH / Diaphorase 37°C	1 3701	1,03 10,7	0,822 - 1,23 8,55 - 12,8	mmol/L mg/dL
	β-HBDH 37°C	1 3711	1,06 11,0	0,847 - 1,27 8,81 - 13,2	mmol/L mg/dL
IgA Immunoglobulin A Иммуноглобулин А	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7202	260 2,60	197 - 322 1,97 - 3,22	mg/dL g/L
IgE Immunoglobulin E Иммуноглобулин Е	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7239	113 271	90,2 - 135 216 - 325	IU/mL ng/mL

TruLab P

LOT 33773



Cat. No. 5 9050 99 10 061 (6 x 5 mL)

ВНИМАНИЕ!
Уточняйте паспортные значения
на www.diakonlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39



2026-03-31




Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 4

Short Name / Analyte Аналит	Method Метод	Reagent ID ID реагента	Value Значение	Range Диапазон	Unit Единицы
IgG Immunoglobulin G Иммуноглобулин G	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7212	1284 12,8	1028 - 1541 10,3 - 15,4	mg/dL g/L
IgM Immunoglobulin M Иммуноглобулин M	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7222	121 1,21	87,5 - 156 0,875 - 1,56	mg/dL g/L
FE Iron Железо	Ferene Ферен	1 1911	236 42,2	203 - 269 36,3 - 48,1	µg/dL µmol/L
LACT Lactate Лактат	LDH UV	1 4001	35,5 3,95	28,1 - 43,0 3,12 - 4,77	mg/dL mmol/L
	Amperometric Амперометрический	Biosensor	42,6 4,72	33,6 - 51,5 3,73 - 5,71	mg/dL mmol/L
LDH Lactate dehydrogenase Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)	IFCC, DGKC 1994 37°C	1 4211	282 4,70	231 - 333 3,86 - 5,55	U/L µkat/L
	DGKC opt. 1970 37°C	1 4201	474 7,90	389 - 560 6,48 - 9,33	U/L µkat/L
	IFCC, modified	1 4251	281 4,68	230 - 331 3,83 - 5,52	U/L µkat/L
LDLC LDL-Cholesterol Холестерин ЛПНП	Homogenous Select Гомогенный селективный	1 4121	124 3,21	99,2 - 149 2,57 - 3,85	mg/dL mmol/L
	Direct, colorimetric Прямой, колориметрический	1 4131	132 3,42	106 - 159 2,73 - 4,10	mg/dL mmol/L
LPS Lipase Липаза	Colorimetric Колориметрический	1 4321	92,5 1,54	74,0 - 111 1,23 - 1,85	U/L µkat/L
MG Magnesium Магний	Xylidyl blue Ксилидиновый синий	1 4610	1,95 4,74	1,64 - 2,26 3,98 - 5,50	mmol/L mg/dL
PL Phospholipids Фосфолипиды	Enzymatic Ферментативный	1 5741	252 3,25	202 - 303 2,60 - 3,91	mg/dL mmol/L
PO3 Phosphorus Фосфор	Molybdate UV, substrate start Молибдат УФ, запуск субстратом	1 5211	7,66 2,47	6,28 - 9,04 2,03 - 2,92	mg/dL mmol/L
	Molybdate UV, sample start Молибдат УФ, запуск образцом	1 5211	7,56 2,44	6,20 - 8,92 2,00 - 2,88	mg/dL mmol/L
K Potassium Калий	Enzymatic Ферментативный	1 5221	7,36 28,8	6,70 - 8,03 26,2 - 31,4	mmol/L mg/dL
Na Sodium Натрий	Enzymatic Ферментативный	1 4808	152 350	143 - 161 329 - 371	mmol/L mg/dL
TP Total Protein Белок общий	Biuret Биуретовый	1 2311	8,50 85,0	7,56 - 9,43 75,6 - 94,3	g/dL g/L
TRF Transferrin Трансферрин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 7252	316 3,16	253 - 379 2,53 - 3,79	mg/dL g/L

TruLab P

LOT 33773



Cat. No. 5 9050 99 10 061 (6 x 5 mL)

ВНИМАНИЕ!
Уточняйте паспортные значения
на www.diakonlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39



2026-03-31



Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 4

Short Name / Analyte Аналит	Method Метод	Reagent ID ID реагента	Value Значение	Range Диапазон	Unit Единицы
TRIG Triglycerides Триглицериды	GPO-PAP	1 5760	196	161 - 231	mg/dL
		1 5710	2,21	1,81 - 2,61	mmol/L
UREA Urea Мочевина	Urease UV	1 3101	153	119 - 186	mg/dL
	Уреазный УФ (кинетика)		25,4	19,8 - 31,0	mmol/L
	Colorimetric, Berthelot Колориметрический, Бертло	1 3115	154 25,7	120 - 188 20,0 - 31,3	mg/dL mmol/L
UA Uric Acid Мочевая кислота	ТВНВА	1 3021	7,93 471	6,82 - 9,04 405 - 537	mg/dL μmol/L
	ТООС	1 3001	8,10 482	6,96 - 9,23 414 - 549	mg/dL μmol/L

*данные предоставляются по запросу



DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany
www.diasys-diagnostics.com

**Приложение к паспорту значений Контрольная сыворотка «Патология» (TruLab P)
для реагентов ДиаС, ДДС, DiaSys**

Уточняйте паспортные значения по телефону горячей линии: **8-800-200-63-39**,
по электронной почте **sale@diakonlab.ru** или на сайте **www.diakonlab.ru**

Аналит	Ед.	Метод	TruLab P Lot № 33773 Exp. 2026-03-31			
			Знач.	Диапазон		СО
α-Амилаза	Е/л	EPS G-7 (ДиаС, ДДС)	222	178	-	266
α-ГБДГ	Е/л	DGKC 37 °C (DiaSys)	246	197	-	296
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	Е/л	Без пиридоксальфосфата (ДиаС, ДДС)	115	88,4	-	141
Альбумин	г/л	Бромкрезоловый зеленый (ДиаС, ДДС)	51,9	40,0	-	63,8
Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	Е/л	Без пиридоксальфосфата (ДиаС, ДДС)	150	116	-	185
Белок общий	г/л	Биуретовый (ДиаС, ДДС)	85,0	75,6	-	94,3
Билирубин общий	мкмоль/л	ДХА (ДиаС, ДДС)	79,9	59,1	-	101
Билирубин прямой	мкмоль/л	ДХА (ДиаС)	28,6	21,2	-	36,1
		Йендрашка-Грофа (ДДС)	45,4	33,6	-	57,1
Гамма-ГТ	Е/л	Зейца Персиджина (ДиаС, ДДС)	84,5	65,9	-	103
		IFCC 37 °C (ДиаС, ДДС)	95,6	74,5	-	117
Глутаматдегидрогеназа	Е/л	DGKC 1970 37 °C (DiaSys)	24,1	19,3	-	28,9
Глюкоза	ммоль/л	Глюкозооксидазный (ДДС, ДиаС)	16,0	13,4	-	18,6
		Амперометрический	17,5	14,7	-	20,3
		Гексокиназный (DiaSys)	15,9	13,3	-	18,4
Железо	мкмоль/л	Ферен (ДиаС)	42,2	36,3	-	48,1
Калий	ммоль/л	ISE indirect (BM, CA800)	6,82	6,20	-	7,43
		ISE direct	6,92	6,30	-	7,54
		Ферментативный (ДДС)	7,36	6,70	-	8,03
Кальций	ммоль/л	Арсенazo (ДиаС)	3,10	2,76	-	3,44
		Фосфанazo (DiaSys)	3,13	2,79	-	3,48
		ОКФ (ДДС, только для полуавтоматов)	3,58	3,19	-	3,97
Креатинин	мкмоль/л	Ферментативный (DiaSys)	459	358	-	560
		Яффе без компенсации (ДДС, ДиаС)	445	347	-	543
		Яффе с компенсацией (ДДС, ДиаС)	468	365	-	571
Креатинкиназа	Е/л	DGKC, IFCC 37 °C	223	178	-	267
Креатинкиназа МБ	Е/л	Иммунологический метод	49,9	39,9	-	59,9
Лактат	ммоль/л	LDH UV (DiaSys)	3,95	3,12	-	4,77
	ммоль/л	Амперометрический	4,72	3,73	-	5,71
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)	Е/л	IFCC, DGKC 1994 37 °C (ДиаС, ДДС)	282	231	-	333
		DGKC opt. 1970 37 °C (ДиаС, ДДС)	474	389	-	560
Липаза	Е/л	Колориметрический (DiaSys)	92,5	74,0	-	111
Магний	ммоль/л	Ксилидиновый синий (DiaSys)	1,95	1,64	-	2,26
Мочевая кислота	мкмоль/л	TOOS (ДиаС)	482	414	-	549
		ТВНВА (ДДС)	471	405	-	537
Мочевина	ммоль/л	Уреазный УФ (кинетика) (ДиаС)	25,4	19,8	-	31,0
		Колориметрический, Бертло (ДДС)	25,7	20,0	-	31,3
Натрий	ммоль/л	ISE indirect (BM, CA800)	158	149	-	168
		ISE direct	172	162	-	183
		Ферментативный (ДДС)	152	143	-	161
Панкреатическая амилаза	Е/л	EPS G-7 (DiaSys)	111	88,9	-	133
Триглицериды	ммоль/л	GPO-PAP (ДиаС, ДДС)	2,21	1,81	-	2,61
Фосфатаза щелочная	Е/л	DGKC 1970 37 °C (ДиаС, ДДС)	264	198	-	330
		IFCC 37 °C (ДиаС)	169	127	-	211
Фосфолипиды	ммоль/л	Ферментативный (DiaSys)	3,25	2,60	-	3,91
Фосфор	ммоль/л	Молибдат УФ, запуск субстратом (бистагент) (ДиаС, ДДС)	2,47	2,03	-	2,92
	ммоль/л	Молибдат УФ, запуск образцом (монореагент) (ДиаС, ДДС)	2,44	2,00	-	2,88
Хлориды	ммоль/л	ISE indirect (BM, CA800)	132	120	-	144
		ISE direct	139	127	-	152
		С тиоцианатом ртути (ДиаС, ДДС)	126,3	114,9	-	137,7
		Колориметрический	137	125	-	149
Холестерин	ммоль/л	CHOD-PAP (ДиаС, ДДС)	5,70	4,90	-	6,50
Холестерин ЛПВП	ммоль/л	Иммуноингибирование (DiaSys)	1,54	1,23	-	1,85
		Прямой, колориметрический	1,72	1,38	-	2,06
Холестерин ЛПНП	ммоль/л	Гомогенный селективный (DiaSys)	3,21	2,57	-	3,85
		Прямой, колориметрический	3,42	2,73	-	4,10
Холинэстераза	Е/л	Бутирилтиохолиновый (DiaSys)	8958	7346	-	10571