

# Анализатор DIRUI H-500

## Технические характеристики

Производительность	514 полосок в час
Тестируемые параметры	уробилиноген, билирубин, кетоны, креатинин, кровь, белок, микроальбумин, нитриты, лейкоциты, глюкоза, удельный вес, рН, кальций, аскорбиновая кислота
Длины волн	525, 572, 610 и 660 нм
Объем памяти	на 5000 анализов
Дисплей	сенсорный
Термопринтер	встроенный
Порты	последовательный порт RS232
Меню	русифицировано
Загрузка полосок	С помощью конвейера
Используемые тест-полоски	DIRUI H10, DIRUI H11, DIRUI H11-MA (Microalbumin), DIRUI H13-Cr, DIRUI H14-Ca
Вес	7,4 кг