

# Анализатор Lifotronic eCL9000

## Технические характеристики

Параметр	Значение
Производительность	до 300 тестов в час
Метод	электрохемилюминесценция
Время получения результата	9 минут
Тип образца	сыворотка, плазма
Объем пробы	10–200 мкл
Одновременная загрузка образцов	150 образцов
Одновременная загрузка реагентов	40 позиций
Охлаждаемая зона образцов и реагентов	Есть
Калибратор в составе реагентов	Есть
Стабильность калибровки	4 недели
Обработка образца на борту	автоматическое разбавление образца с высокой концентрацией
Выполнение срочных проб (STAT)	Есть
Подключение к ЛИС	Есть
Габариты, см	1665 × 1000 × 1282
Вес, кг	552