

TruLab Urine

Level 2

Cat. No. 5 9180 99 10 061 (6 x 5 mL)

LOT 37825



ВНИМАНИЕ!
Уточняйте паспортные значения
на www.diakonlab.ru или
по тел.: 8-800-200-63-39



2026-03-31



Updated sheets: www.diasys-diagnostics.com/service-area/value-sheets/

Value sheet version: 2

Short Name / Analyte	Method	Reagent ID	Value	Range	Unit
ALB Microalbumin Микроальбумин	Immunoturbidimetric Иммунотурбидиметрия	1 0242	51,4 5,14	37,0 - 65,8 3,70 - 6,58	mg/L mg/dL
AMY Amylase α-Амилаза	EPS G-7	1 0501	200 3,34	160 - 240 2,67 - 4,01	U/L μkat/L
BUN Urea N BUN	Urease UV Уреаза UV	1 3101	796 284	589 - 1003 210 - 358	mg/dL mmol/L
CA Calcium Кальций	Arsenazo Арсеназо	1 1130	2,65 10,6	2,20 - 3,10 8,8 - 12,4	mmol/L mg/dL
	Phosphonazo Фосфаназо	1 1181	2,77 11,1	2,30 - 3,24 9,22 - 13,0	mmol/L mg/dL
CL Chloride Хлориды	BM 6010/C, BM 6070/C Indirect ISE	980132	177 629	153 - 202 541 - 717	mmol/L mg/dL
CREA Creatinine Креатинин	Jaffé, without compensation Яффе без компенсации	1 1711	151 13,4	115 - 188 10,2 - 16,6	mg/dL mmol/L
	Enzymatic PAP Ферментативный	1 1759	158 14,0	120 - 196 10,6 - 17,4	mg/dL mmol/L
D Specific Gravity Удельный вес	Refractometer Рефрактометр		1,021	1,010 - 1,035	
GLUC Glucose Глюкоза	GOD-PAP Глюкозооксидазный	1 2500 + 1 2550	279 15,5	217 - 340 12,1 - 18,9	mg/dL mmol/L
	HK/G6P-DH Гексокиназный	1 2511	279 15,5	217 - 340 12,1 - 18,9	mg/dL mmol/L
hCG Human Chorionic Gonadotropin ХГЧ (качественный)				Positive Положительный	
K Potassium Калий	BM 6010/C, BM 6070/C Indirect ISE	980131	84,6 331	70,3 - 99,0 275 - 387	mmol/L mg/dL
MG Magnesium Магний	Xylidyl blue Ксилидиновый синий	1 4610	4,97 12,1	3,67 - 6,26 8,93 - 15,2	mmol/L mg/dL
Na Sodium Натрий	BM 6010/C, BM 6070/C Indirect ISE	980130	180 413	156 - 203 359 - 467	mmol/L mg/dL
OSMO Osmolality Осмолярность	Freezing point Точка заморзания		817	653 - 980	mOsmo /kg
pH	pH Meter pH-метр		6,21	5,50 - 6,90	
PO3 Phosphorus Фосфор	Molybdate UV, substrate start Молибдат UV, запуск субстратом	1 5211	47,7 15,4	37,2 - 58,2 12,0 - 18,8	mg/dL mmol/L
TP Total Protein Общий белок	Pyrogallol red Пирогаллоловый красный	1 0210	63,5 635	48,3 - 78,8 483 - 788	mg/dL mg/L
UREA Urea Мочевина	Urease UV Уреаза UV	1 3101	1705 284	1262 - 2148 210 - 358	mg/dL mmol/L
UA Uric Acid Мочевая кислота	TBHA	1 3021	13,6 807	10,0 - 17,1 597 - 1016	mg/dL μmol/L
	TOOS	1 3001	13,2 786	9,78 - 16,6 582 - 990	mg/dL μmol/L



DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany
www.diasys-diagnostics.com