

# AutoMic-i600

Бактериологический анализатор

## Технические характеристики

Параметр	Значение
Пропускная способность	64 планшета × 120 лунок
Методы измерения	турбидиметрический, колориметрический
Скорость пипетирования	меньше 3 мин на планшет
Точность пипетирования	50 мкл ± 3 мкл, 100 мкл ± 3 мкл, 150 мкл ± 3 мкл
Температура инкубационной зоны	35 °C ± 1,5 °C
Длин волн	4
Диапазон длин волн	400–700 нм
Частота детекции	каждые 30 мин
Источник света	LED
Количество фильтров	до 6
Габариты (Д × В × Ш), мм	1540 × 1530 × 815
Вес, кг	320

Информация предоставлена официальным сайтом АО ДИАКОН  
Бесплатная горячая линия 8 800 200 63 39

