

FOB Turbilatex

Набор для определения гемоглобина скрытой крови в кале

Технические характеристики

Параметр	Значение
Бренд	CerTest Biotec
Измеряемые параметры	Интактный или почти интактный гемоглобин человека
Метод определения	Иммунотурбидиметрический тест с усилением частиц
Тип анализируемого образца	Образец кала человека
Стабильность калибровки	1 месяц
Чувствительность	96%
Специфичность	93%
Основные интерференции	Отсутствуют
Регистрационное удостоверение	№РЗН 2023/21332 от 12 октября 2023 года

