

# FOB Turbilatex

Набор для определения гемоглобина скрытой крови в кале

## Технические характеристики

Параметр	Значение
Чувствительность	96 %
Специфичность	93 %
Диапазон измерения гемоглобина	10–1000 нг/мл
Референтный интервал	до 50 нг/мл
Основные интерференции	Отсутствуют
Регистрационное удостоверение	<u>№РЗН 2023/21332</u>

Информация предоставлена официальным сайтом АО ДИАКОН  
Бесплатная горячая линия 8 800 200 63 39

