

# Коагулометр Thrombolyzer XRM

## Технические характеристики

Параметр	Значение
Производительность	320 тестов в час
Методы исследования	клоттинговые, хромогенные, иммунологические
Количество позиций для проб	62
Количество кювет на борту	480
Измерительных каналов	8
Дозагрузка образцов	непрерывная
Определение уровня реагентов	автоматическое
Калибровка	автоматическая
Связь ПО прибора с ЛИС	двусторонняя
Уровень шума	65 dB
Энергопотребление	220 Вт
Напряжение в сети	100–240 VAC
Частота сети	50/60 Гц
Габариты, см (Д × Ш × В)	106 × 80 × 42
Вес, кг	58