



Immu F6

Автоматический иммунохемилюминесцентный анализатор

- Истинная иммунохимия в формате point-of-care

Immu F6



Д-Димер • вчТропонин • NT-proBNP • Прокальцитонин

IMMU F6 ДЕЛАЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЩЕ

3 простых шага до результата

- Работа с цельной кровью — без дополнительной пробоподготовки
- Автоматическое сканирование штрихкодов реагентов и образцов
- Двухнаправленное подключение к ЛИС



IMMU F6 — БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

- 15 минут

IMMU F6 — АНАЛИЗАТОР ПРОИЗВОЛЬНОГО ДОСТУПА

- 6 независимых позиций образцов
- 12 независимых позиций реагентов
- 6 независимых измерительных каналов
- Возможность непрерывной загрузки реагентов и образцов

ТРОПОНИН ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА (ОИМ)

Диагностика

- обязательное измерение уровня тропонина для диагностики ИМ, наряду с клиническим обследованием и ЭКГ

Стратификация риска

- измерение уровня тропонина в динамике для оценки прогноза и принятия клинического решения

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ТРОПОНИН I (hs-TnI) ОТ MEDCAPTAIN?

Высокочувствительный тропонин позволяет проводить более раннюю диагностику

Ранняя диагностика: hs-TnI

Группа	Мужчины	Женщины
99-й процентиль (нг/мл)	0,040	0,026
Референтный интервал (нг/мл)	≤0,040	≤0,026

NT-proBNP ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Диагностика

- использование результатов анализа как вспомогательного средства в диагностике и оценке тяжести сердечной недостаточности (СН) и стратификации риска у пациентов с острым коронарным синдромом

Стратификация риска

- использование NT-proBNP в диагностике, лечении, мониторинге и прогнозировании исходов сердечных заболеваний, сопровождающихся недостаточностью кровообращения

Объем пробы для анализа	• 50 мкл
Нижний предел чувствительности	• ≤5 нг/мл
Диапазон измерения	• 25~3500 нг/л

Быстрое достижение результата

Отсутствие пробоподготовки

Нет необходимости ждать специалиста

15 минут до первых результатов, непрерывная загрузка

анализ цельной крови

простое управление в 3 шага



Широкая панель тестов Immu F6

Кардиологические маркеры

hs-TnI • NT-proBNP

CK-MB, MYO, H-FABP, sST2,
Lp-PLA2, BNP

Маркеры воспаления

PCT

IL-6, CRP+hs-CRP, SAA,
Anti-CCP*, HBP*

Гормоны

Total β -hCG, PROG, AMH,
FSH, LH, E2, TESTO, PRL

Метаболизм

Total 25-OH VD, iPTH, hGH

Повреждения головного мозга

S100, NSE

Маркеры гемостаза

D-Dimer

FDP, TAT, PIC, TM, tPAI.C

Тиреоидная панель

TSH, TT4, FT4, TT3, FT3, TG,
Anti-TG, Anti-TPO

Онкомаркеры

PG I*, PG II*, G-17*, CA125,
AFP, CA19-9, CA72-4,
CA15-3, HER-2, CEA,
PSA, fPSA

Анемия

Ferr, Folate, VB12

* В разработке



АО «ДИАКОН»
142290, Московская обл., г. Серпухов,
г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а
8 495 980 63 39 (доб. 56-03, 46-03)
sale@diakonlab.ru
diakonlab.ru
8 800 200 63 39 (горячая линия)

