

# DIRUI CS-1600

Напольный высокопроизводительный модульный автоматический биохимический анализатор.

Предназначен для проведения широкого спектра биохимических исследований в лабораториях со средней производительностью 5000–10000 биохимических тестов в день.


## Производительность

- 1600 тестов/час для одного биохимического модуля
- 1760 тестов/час с ISE блоком

Анализатор состоит из модуля автоподатчика, биохимического модуля (до 4 шт).

- 134 позиции для реагентов в двух охлаждаемых роторах на каждый биохимический модуль
- 620 позиций для образцов, контролей и калибраторов
- Три дозатора для образцов и реагентов
- Минимальный объём реакционной смеси — 150 мкл
- Минимальный объём дозирования образца — 1,5 мкл
- 330 многоразовых реакционных кювет
- 13 длин волн (340–800 нм)
- Потребление воды до 60 л/час на модуль

Аналитическая система, состоящая из автоматического биохимического анализатора производства компании Dirui Industrial Co. и реагентов в системных штрихкодированных флаконах линеек ДиаС (Россия) и DiaSys (Германия), способна обеспечить проведение широкого спектра биохимических исследований в крупных клинико-диагностических лабораториях.



**DIRUI**

Dirui Industrial Co., Kumau



ГК ДИАКОН, 142290, МО, г.Пущино, ул.Грузовая, 1А

e-mail: [sale@diakonlab.ru](mailto:sale@diakonlab.ru);  [diakonlab](https://www.facebook.com/diakonlab),

телефон горячей линии: 8-800-2006-339; многоканальный тел: 8(495) 980-63-39