

# Анализатор Swelab Alfa Plus Basic

## Технические характеристики

| Параметр                 | Значение                                                                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производительность       | более 60 образцов в час                                                                                          |
| Определяемые параметры   | 22 параметра                                                                                                     |
| Лейкоцитарные параметры  | WBC, LYM#, LYM%, GRAN#, GRAN%, MID#, MID%                                                                        |
| Эритроцитарные параметры | RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW#, RDW%                                                                             |
| Концентрация гемоглобина | HGB                                                                                                              |
| Тромбоцитарные параметры | PLT, MPV, PDW#, PDW%, PCT, LPCR, P-LCC                                                                           |
| Объём забора крови       | открытая пробирка: ≤ 110 мкл цельной (венозной или капиллярной) крови; предварительно разведенная кровь — 20 мкл |
| Система дозирования      | поворотный клапан                                                                                                |
| Память хранения данных   | 50 000 результатов                                                                                               |

