

Анализатор FURUNO CA-800

Технические характеристики

Производительность	800 тестов в час для бирагентных методик 1200 тестов в час с ионоселективным блоком (ISE)
Методы	конечная точка, кинетика, фиксированное время
Позиции для образцов	94 позиции для образцов плюс 10 позиций для калибраторов и контролей во внутреннем роторе
Срочные (STAT) пробы	специальный порт для загрузки срочных образцов
Позиции для реагентов	100 позиций для реагентов в охлаждаемом модуле
Охлаждение блока с реагентами	8–15°C
Устройство дозирования	три дозатора для образцов и реагентов. Детектор уровня жидкости, детектор сгустка, датчик столкновения
Мин. объем реакционной смеси	50 мкл
Мин. объем пробы	0,5 мкл
Реакционные кюветы	153 многоразовых кювет
Длины волн	13 шт. (340–800 нм)
Потребление воды	до 20 литров в час
Габариты, см	115 × 85 × 130
Масса	300 кг