










Мультидиски с 8 различными антибиотиками Liofilchem S.r.l.

Артикул	Наименование	Концентрация антибиотика, мкг/ МЕ	Набор (шт)
95200L	Мультидиск с антибиотиками для анаэробов:		100
	- карбенициллин (CAR)	100	
	- цефокситин (FOX)	30	
	- клиндамицин (CD)	2	
	- хлорамфеникол (C)	30	
	- эритромицин (E)	15	
	- метронидазол (MTZ)	5	
	- ампициллин (AMP)	10	
	- тетрациклин (TE)	30	
95210L	Мультидиск с антибиотиками для энтерококков:		100
	- тигециклин (TGC)	15	
	- ампициллин (AMP)	2	
	- линезолид (LN2)	10	
	- нитрофурантоин (F)	100	
	- триметоприм-сульфаметаксозол (SXT)	25	
	- ванкомицин (VA)	5	
	- гентамицин (CN)	30	
	- тейкопланин (TEC)	30	
95220L	Мультидиск с антибиотиками энтеробактерий 1		100
	- амикацин (AK)	30	
	- азтреонам (ATM)	30	
	- пиперациллин-тазобактам (TZP)	36	
	- хлорамфеникол (C)	30	
	- нитрофурантоин (F)	100	
	- триметоприм-сульфаметаксозол (SXT)	25	
	- нетилмицин (NET)	10	
	- цефотаксим (CTX)	5	
95230L	Мультидиск с антибиотиками для энтеробактерий уро		100
	- левофлоксацин (LEV)	5	
	- ампициллин (AMP)	10	
	- цефуросим (CXM)	30	
	- цефтазидим (CAZ)	10	
	- триметоприм-сульфаметаксозол (SXT)	25	
	- гентамицин (CN)	10	
	- нитрофурантоин (F)	100	
	- норфлоксацин (NOR)	10	
95240L	Мультидиск с антибиотиками для энтеробактерий 2		100
	- пиперациллин-тазобактам (TZP)	36	
	- нетилмицин (NET)	10	
	- левофлоксацин (LEV)	5	
	- цефокситин (FOX)	30	
	- цефуросим (CXM)	30	
	- стрептомицин (S)	300	
	- ампициллин-сульбактам (AMS)	20	
	- тобрамицин (TOB)	10	

Артикул	Наименование	Концентрация антибиотика, мкг/ МЕ	Набор (шт)
95250L	Мультидиск с антибиотиками для псевдомонас		100
	- амикацин (AK)	30	
	- тикарциллин (TC)	75	
	- пиперациллин-тазобактам (TZP)	36	
	- нетилмицин (NET)	10	
	- левофлоксацин (LEV)	5	
	- тобрамицин (TOB)	10	
	- цефтазидим (CAZ)	10	
	- гентамицин (CN)	10	
95260L	Мультидиск с антибиотиками для стафило		100
	- цефокситин (FOX)	30	
	- левофлоксацин (LEV)	5	
	- нетилмицин (NET)	10	
	- тетрациклин (TE)	30	
	- эритромицин (ERY)	15	
	- гентамицин (CN)	10	
	- рифампицин (RD)	5	
	- линезолид (LNZ)	10	
95270L	Мультидиск с антибиотиками для ацинетобактер		100
	- дорипенем (DOR)	10	
	- меропенем (MRP)	10	
	- левофлоксацин (LEV)	5	
	- гентамицин (CN)	10	
	- триметоприм-сульфаметаксозол (SXT)	25	
	- тобрамицин (TOB)	10	
	- ципрофлоксацин (CIP)	5	
	- нетилмицин (NET)	10	
95280L	Мультидиск с антибиотиками для дрожжей		100
	- капсофунгин (CAS)	5	
	- флуконазол (FLU)	25	
	- позаконазол (POS)	5	
	- вориканазол (VO)	1	
	- амфотерицин В (AMB)	20	
	- кетоканазол (KCA)	10	
	- флуцитозин (AFY)	1	
	- нистатин (NY)	100 IU	
95290L	Мультидиск с антибиотиками для стрепто		100
	- пенициллин G (P)	10 IU	
	- левофлоксацин (LEV)	5	
	- теикопланин (TEC)	30	
	- ванкомицин (VA)	5	
	- эритромицин (E)	15	
	- тетрациклин (TE)	30	
	- рифампицин (RD)	5	
	- линезолид (LNZ)	10	