



SHENZHEN ICUBIO BIOMEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD  
11/F, Building A, Qiaode Science & Technology Park, No.7 Road, Hi-Tech  
Industry, Guangming new District, Shenzhen 518106, China

Всем пользователям анализатора  
автоматического биохимического iMagic-S7

Мы, компания «Шэньжэнь айКьюбио Биомедикал Текнолоджи Ко., Лтд.», настоящим заявляем, что дополнительные блоки для образцов предназначены для увеличения количества позиций образцов за счет возможности их установки в штатив реагентов. Таким образом, максимальное количество образцов, которые могут быть использованы на анализаторе iMagic-S7, составляет 32. Количество образцов в штативе для проб равно 22, если не используются дополнительные блоки для образцов.

