

Анализатор Respons 910

Технические характеристики

Производительность	до 100 тестов в час для биреагентных методов и до 150 тестов в час для монореагентных методов
Методы	конечная точка, кинетика, фиксированное время
Типы образцов	сыворотка крови, плазма крови, цельная кровь, моча, ликвор
Позиции для образцов	30 шт.
Срочные (STAT) пробы	две отдельные позиции для STAT-проб
Позиции для реагентов	30 шт.
Устройство дозирования	один дозатор для образцов и реагентов
Мин. объем реакционной смеси	120 мкл
Мин. объем пробы	2 мкл
Реакционные кюветы	105 одноразовых реакционных кювет
Длины волн	12 шт. (340–800 нм)
Потребление воды	до 1 литра в час
Габариты, мм	610 × 682 × 598
Масса	58 кг