

Преаналитика

Пробирки с реагентами без вакуума для взятия венозной крови

Артикул	Наименование	Объем, мл	Размеры, мм	Кол-во в упаковке, шт
Пробирки без вакуума с активатором свертывания крови для исследования сыворотки в клинической химии, иммунологии и серологии				
189327	Пробирки Sekurplast с активатором свёртывания, красная пробка	4,5	13x75	1000
183027		5,0	12x86	1000
1802417		8,0	16x75	1000
180027		10,0	16x100	1000
18218	Пробирки Sekurplast с активатором свёртывания и гранулами Sierosep, белая пробка	4,5	13x75	1000

18223	Пробирки Sekurplast с активатором свёртывания	5,0	12x86	1000	
	и гранулами Sierosep, белая пробка	- ,0			
18203		10,0	16x100	1000	
18281		4,5	13x75	1000	
18279	Пробирки Sekurplast с активатором свёртывания и гелем Sierogel. Сохранение сыворотки до 48 часов, снижение риска гемолиза, красная пробка	5,0	12x86	1000	
18271		10,0	16x100	1000	
Пробирки без в	Пробирки без вакуума с ЭДТА для исследований цельной крови в гематологии и иммунологии				
18553030	КЗ-ЭДТА. Прокалываемая зелёная резиновая пробка, этикетка с отметкой "1,5 мл", круглое дно	1,5	13x75	1000	
18540	КЗ-ЭДТА, плоское дно, зелёная пробка	2,5	12x56	1500	
18544	КЗ-ЭДТА, круглое дно, зелёная пробка	2,5	12x86	1000	

18556	КЗ-ЭДТА, круглое дно, зелёная пробка	3,0	13x75	1000
18553	КЗ-ЭДТА. Прокалываемая зелёная резиновая пробка, этикетка с отметкой "3 мл", круглое дно	3,0	13x75	1000
18547	КЗ-ЭДТА. Плоское дно, зелёная пробка	5,0	16x58	1500
18548	КЗ-ЭДТА. Круглое дно, зелёная пробка	5,0	12x86	1000
18552	КЗ-ЭДТА. Круглое дно, зелёная пробка	5,0	16x100	1000
18520125	К2-ЭДТА. Этикетка с отметкой "1 мл", плоское дно, светло-зеленая пробка	1,0	12x56	1500
18520	К2-ЭДТА. Плоское дно, светло-зелёная пробка	2,5	12x56	1500
Пробирки без вакуума с Li-гепарином для исследований плазмы и клеток крови в клинической химии и иммунологии				
18640125	Li-гепарин. Этикетка с отметкой "1 мл", плоское дно, синяя пробка	1,0	12x56	1500

18640	Li-гепарин, плоское дно, синяя пробка	2,5	12x56	1500	
18644	Li-гепарин, круглое дно, синяя пробка	2,5	12x86	1000	
18653	Li-гепарин, круглое дно, синяя пробка	3,0	13x75	1000	
18647	Li-гепарин, плоское дно, синяя пробка	5,0	16x58	1500	
18648	Li-гепарин, круглое дно, синяя пробка	5,0	12x86	1000	
Пробирки без в	Пробирки без вакуума с цитратом натрия				
18610125	Цитрат натрия 0,1 мл. Этикетка с отметкой "1 мл", плоское дно, розовая пробка	1,0	12x56	1500	
18610	Цитрат натрия 0,25 мл. Плоское дно, розовая пробка	2,5	12x56	1500	
18613	Цитрат натрия 0,25 мл. Плоское дно, розовая пробка	2,5	16x58	1500	

18688	Цитрат натрия 0,3 мл. Этикетка с отметкой "3 мл", круглое дно, желтая пробка	3,0	13x75	1000	
18561	Цитрат натрия 0,5 мл. Плоское дно, жёлтая пробка	5,0	16x58	1500	
18562	Цитрат натрия 0,5 мл. Круглое дно, жёлтая пробка	5,0	12x86	1000	
18564	Цитрат натрия 0,5 мл. Круглое дно, жёлтая пробка	5,0	16x100	1000	
Пробирки без в	Пробирки без вакуума для исследования глюкозы				
18502	KF + Na2-ЭДТА. Плоское дно, оранжевая пробка	2,5	12x56	1500	
18515	KF + Na2-ЭДТА. Круглое дно, оранжевая пробка	3,0	13x75	1000	
18510	KF + Na2-ЭДТА. Круглое дно, оранжевая пробка	5,0	12x86	1000	