

Преаналитика

Капиллярные микропробирки ЮНИВЕТ

Артикул	Описание	Метка уровня заполнения, мкл	Размеры, мм	Кол-во, в упаковке, шт
Микропробирка для взятия капиллярной крови «ЮНИВЕТ – I»				
ГП91001	Материал - пропилен. Цилиндрическая, круглодонная. Крышка интегрирована в корпус, с фиксирующим механизмом. Матовый участок на корпусе для маркировки. Антикоагулянт - мелкодисперсный К2ЭДТА.	200	47 x 11	100
Микропробирка для взятия капиллярной крови «ЮНИВЕТ – IIм»				
ГП91003	Материал - химический инертный полипропилен. Длина капилляра не более 70 мм. Встроенный лоток-выступ, интегрированный в крышку капилляр. Дополнительная крышка для транспортирования и хранения. Цвет крышки - красный. Антикоагулянт - мелкодисперсный К2ЭДТА на дне пробирки и стенках капилляра.	200	47 x 11	100
Микропробирка для взятия капиллярной крови «ЮНИВЕТ – Im»				

Артикул	Описание	Метка уровня заполнения, мкл	Размеры, мм	Кол-во, в упаковке, шт
ГП91004	Материал - химический инертный полипропилен. Встроенный лоток-выступ. Съёмная крышка. Цвет крышки - красный. Антикоагулянт - мелкодисперсный K2ЭДТА.	200	47 x 11	100