

Преаналитика

Пробирки AMPULAB®

Артикул	Объем, мл	Размеры, мм	Добавки	Область применения
Пробирки для получения сыворотки с активатором свёртывания крови				
104101	4,0	13 x 75	Активатор свёртывания	Клиническая химия, иммунология, серология, группы крови, лекарственный мониторинг
106201	6,0	13 x 100		
100301	10,0	16 x 100		
151101	1,5	13 x 75		
Пробирки для получения сыворотки с активатором свёртывания крови и разделительным гелем				
103102	3,5	13 x 75	Активатор свёртывания и разделительный гель	Клиническая химия, иммунология, серология. Сохранение сыворотки до 72 часов, снижение риска гемолиза
105202	5,0	13 x 100		
108302	8,5	16 x 100		

Артикул	Объем, мл	Размеры, мм	Добавки	Область применения
Пробирки с К2 / К3 ЭДТА / К2 ЭДТА и разделительным гелем				
201103	1,0	13 x 75	К2-ЭДТА	Гематологические исследования в цельной крови
202103	2,0	13 x 75		
203103	3,0	13 x 75		
204103	4,0	13 x 75		
206203	6,0	13 x 100		
200303	10,0	16 x 100		
201104	1,0	13 x 75	К3-ЭДТА	Гематологические исследования в цельной крови
202104	2,0	13 x 75		
203104	3,0	13 x 75		
204104	4,0	13 x 75		
206204	6,0	13 x 100		

Артикул	Объем, мл	Размеры, мм	Добавки	Область применения
200304	10,0	16 x 100	К3-ЭДТА	Гематологические исследования в цельной крови
251104	1,5	13 x 75		
703111	3,5	13 x 75	К2-ЭДТА и разделительный гель	Исследования плазмы в молекулярной биологии
705211	5,0	13 x 100		
708311	8,5	16 x 100		
705214	5,0	13 x 100		
708314	8,5	16 x 100		
Пробирки с цитратом натрия 1:9				
301105	1,8	13 x 75	Цитрат натрия (0,109М, 3,2%)	Исследования коагуляции
302105	2,7	13 x 75		
303105	3,6	13 x 75		
304205	4,5	13 x 100		

Артикул	Объем, мл	Размеры, мм	Добавки	Область применения
301112	1,8	13 x 75	Цитрат натрия (0,129М, 3,8%)	Исследования коагуляции
302112	2,7	13 x 75		
303112	3,6	13 x 75		
304212	4,5	13 x 100		
Пробирки с Li / Na гепарином				
404106	4,0	13 x 75	Li-гепарин	Исследование плазмы в клинической химии, иммунологии
406206	6,0	13 x 100		
400306	10,0	16 x 100		
404107	4,0	13 x 75	Na-гепарин	Исследование плазмы в клинической химии, иммунологии
406207	6,0	13 x 100		
400307	10,0	16 x 100		
Пробирки с Li-гепарином и разделительным гелем				

Артикул	Объем, мл	Размеры, мм	Добавки	Область применения
403108	3,0	13 x 75	Li-гепарин и разделительный гель	Исследование плазмы в клинической химии, иммунологии
404208	4,5	13 x 100		
408308	8,0	16 x 100		
Пробирки с антикоагулянтами и ингибиторами гликолиза				
503109	3,0	13 x 75	NaF / оксалат К	Исследование глюкозы
Пробирки с цитратом натрия 1:4				
601111	1,6	13 x 75	Цитрат натрия (0,129М, 3,8%)	Определение СОЭ
602111	2,4	13 x 75		